

Visiems suinteresuotiems

Dėl kompanijos Ecolab® produktų tinkamumo Pentax® endoskopų plovimui ir dezinfekcijai

2018.03.26
Kaunas

Gerbiamosios (-ieji),

Šiuo patvirtinu, kad žemiau išvardinti **Ecolab®** produktai nurodytomis koncentracijomis ir ekspozicijos laiku yra tinkami ir rekomenduojami kompanijos **Pentax®** rankiniam endoskopų apruošimui:

Sekusept® Multienzyme P (enziminis plovimas – 0.5-2.0%),
Sekusept® PureClean (neutralus plovimas – 0.3-1.0%),
Seku® Zyme (enziminis plovimas – 0.5-2.0%),
Sekusept® pulver + Aktyvatorius (švelnus šarminis plovimas ir dezinfekcija – 2%+2%),
Sekusept® Aktiv (neutralus plovimas ir aukšto lygio dezinfekcija – 1.0-2.0%),
Sekusept® Easy (aukšto lygio dezinfekcija – 2%).

Endoskopų plovimui skirtos priemonės ir aukšto lygio dezinfekantai yra tarpusavyje suderinami. Aukšto lygio dezinfekcijos kontrolei yra skirtos **Sekusept Aktiv/Easy** testinės juostelės.

Pagarbiai,



Aidas Katauskas
Vadybininkas Lietuvoje
Ecolab® Healthcare