



## Arteriosel (115.0901)

### Arterijos kateterizavimo rinkiniai

**ArterioSel** yra skaidrus arterinis kateteris su rentgenokontrastine linija, įvedamas naudojant **Seldinger techniką** su punkcine adata, leidžiančia vizualizuoti arterijos pulsaciją be kraujo išsiliejimo adatos įvedimo metu.

**Seldinger technika** daro arterijos punkciją paprastesne procedūra, ypač hipotemziškiems pacientams, kurių silpnas periferinis impulsas ir kai arterijos yra ateroskleroziškos arba siauros.

- Punkcinėje adatoje yra vizualizacijos kamera, leidžianti patvirtinti, kad punktuota kraujagyslė yra arterija (kraujo pulsuojantis judėjimas). Adatoje taip pat yra silikoninis KSV vožtuvas (KSV: kraujo stabdymo vožtuvas), kad būtų išvengta kraujo netekimo, punktuojant kraujagyslę ir piltuvėlio formos šakotuvus palengvinantis pravedėjo įvedimą.

- Arterijų kateteris gali būti įvedamas į įvairias arterijas, bet labiausiai paplitę kateteriai punktuojant radialinę arteriją yra Nr.115.0901 ir šlaunies arteriją Nr. 115.1201.



		Catheter						Puncture needle				Guidewire		Extension tube
Code		Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Gauge G	Length cm	Flow rate ml/min	Ø Fr	Length mm	G G	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Length cm	Ø mm	Length cm
<u><b>115.0901</b></u>		0.6	0.9	20	8	24	2.7	38	20	0.6	0.9	29	0.53	-
<u><b>115.1201</b></u>		0.8	1.2	18	18	34	4	68	19	0.8	1.1	46	0.71	30
<u><b>115.6981</b></u>		0.6	0.9	20	8	24	2.7	38	20	0.6	0.9	29	0.53	-

#### Vygon produkcijos

- sudėtyje nėra Latekso
- Sudėtyje nėra DEHP
- Sudėtyje nėra gyvūnų ar augalinės kilmės produktų
- Be Pyrogeno.