

## Vėmimo indas su rankena, VB300, 1500ml

Ilgaamžis, daugkartinio naudojimo polipropileno vėmimo indas, skirtas naudoti slaugos, palaikomojo gydymo, senelių namuose ir bendros paskirties priežiūros įstaigose.



SPA grupės produktai yra daugkartinio naudojimo produktai, skirti naudojami ligoninėse, slaugos ir priežiūros namuose, palaikomojo gydymo įstaigose ar asmeniniam naudojimui namuose.

Mūsų SPA grupės produkcija pasižymi stilingu dizainu ir funkcionalumu produktų, kurie susideda iš gėrimųjų indų, indelių, vėmimo indų, antelių ir basonų, naktipuodžių ir priežiūros indų.



### Produkto privalumai

- Idealus pacientams, su judėjimo sutrikimu po ligų ar operacijų;
- Lengvas, stiprus ir ilgaamžis;
- Gali būti plaunami automatinėse plovimo mašinose arba rankiniu būdu;
- Užapvalinti kraštai ir paviršiai užtikrina lengvą naudojimą ir valymą.

### Produkto specifikacija

- Vėmimo indas su rankena – 1,5 L talpos
- 300mm x 144 mm.;
- Pakuotės dydis 25 vnt;
- Registruotas ir ženklinamas CE kaip 1 klasės medicinos prietaisas;
- Atitinka sekančius standartus:

#### ISO 9001:2008

Kokybės valdymo sistema

#### ISO 13485:2003

Medicinos direktyva – Kokybės Valdymo Sistema

#### BS 5452

Ligoninėse naudojamų tuščiavidurių plastiko gaminių

- Pagamintas iš aukštos kokybės polietileno.

### Naudojimo instrukcija SPA produkcijos iš Warwick SASCo produkcijos

#### Naudojimas

- Skirtas naudoti slaugos reikalaujantiems pacientams – ypač tinkamas po narkozų;
- Ištuštinti po kiekvieno panaudojimo.

#### Valymas

- Produktą, prieš pirmą naudojimą, rekomenduojame išplauti. Plauti karštame vandenyje su plovikliais ir dezinfektantais ir leisti natūraliai išdžiūti.
- Po panaudojimo plauti produktą karštame vandenyje su plovikliais.
- SPA produkcija yra sukurta pakartotiniam naudojimui – garantija 1000 ciklų.
- Agresyvūs šveitikliai ar abrazyvinės medžiagos gali sumažinti produkto kokybę

#### Laikymas

- Šis produktas turi 36 mėnesių nuo pagaminimo gamintojo garantiją, jeigu yra išlaikomos sandėliavimo sąlygos.
- Produktas turėtų būti sandėliuojamas jei įmanoma pirminėje pakuotėje, aukščiau nuo grindų ant palečių ar lentynų, gerai ventiliuojamaj patalpoj laikantis 4 °C – 25 °C temperatūros režimo