


INTERSURGICAL COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Smoothbore lygiasienė vieno vamzdžio kvėpavimo sistema su monitoringo linija ir iškvėpimo vožtuvu, sistemos ilgis 1.8m (Gaminio kodas – 5191000)



- Vienkartinė.
- Kliniškai švari.
- Turi CE ženklinaimą.
- Lygiasienis Smoothbore vamzdelis.
- Sistemos skersmuo 22 mm.
- Sistema sudaryta iš:
 - 1,8 m ilgio lygiasienio vamzdžio;
 - iškvėpimo vožtuvo;
 - 2,0 m ilgio slėgio matavimo linijos (2 vnt.);
 - apsauginio dangtelio paciento pusėje (raudonos spalvos);
 - 22M jungtis paciento pusėje, 22F jungtis aparato pusėje.
- Įpakuota po 1 vnt.
- Suderinta su ligoninėse naudojamais dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatais Newport HT 50, JAV, (2006m).




INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Kvėpavimo kontūrai (sistemos) prie portatyvinio aparato

(Gaminio kodas – 5194000)



- Vienartinės;
- Kliniškai švarios;
- Turi CE ženklimą;
- Sistema sudaryta iš:
 - vieno 22 mm diametro lygiasienio vamzdžio, ilgis $\geq 1,80\text{m}$;
 - iškvėpimo vožtuvo paciento pusėje;
 - slėgio matavimo linijos – ilgis 2.0m (vidinis diametras 4mm, išorinis diametras 6mm);
 - apsauginis dangtelis paciento pusėje;
- Sistemos jungtys kūginės: paciento pusėje 22M, aparato pusėje 22F;
- Slėgio matavimo linija tvirtinimo dirželiais pritvirtinta prie kvėpavimo sistemos vamzdžio;
- Supakuotos po 1 vnt.
- Suderinta su ligoninėse naudojamais portatyviniais DPV aparatais OSIRIS 3, Prancūzija, (2014m).




1 pr.
2 psl.

INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

EcoLite skaidrios deguonies kaukės suaugusiems

(Gaminio kodas – 1135015)



UAB Intersurgical gamindama Eco produkcija mažina kenksmingą poveikį aplinkai gamybos ir naudojimo metu ir tokiu būdu užkerta kelią aplinkos teršimui.

- Vienkartinės;
- Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC (polivinilchlorido);
- Hermetiškai priglunda prie veido;
- Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas;
- Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido;
- Sutvirtinimo juostelė (gumelė) fiksuojama tiek virš, tiek ir žemiau ausų;
- Kaukė nedeformuota;
- Kaukė pagaminta nenaudojant PVC, kas leidžia naudotojui savarankiškai utilizuoti produktą neteršiant aplinkos;
- Kaukės dydis: L ir M viename - atitinka europietišką suaugusiojo žmogaus veido anatomiją;
- Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose;
- Deguonies vamzdelio ilgis - 2,10m.;
- Tinkamos naudoti MRT aplinkoje, nes nosies spaustukas plastikinis;
- Esant 5-15 l/min srautui tiekiamas 30-50% O₂.



7 psl.