


Arteriofix V

Arterial Catheter-Set for
Invasive Monitoring and
Blood Sampling

Rinkinys arterijų punkcijai, skirtas kraujo
mėginiams imti ir invaziniam kraujo
spaudimui monitoruoti



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Arteriofix V

Arterial Catheter-Set for Invasive Monitoring and Blood Sampling



This new version of Arteriofix® convinces with its outstanding new features and with established components of the current Arteriofix..

- **Arteriofix V** catheter for the arterial pressure measurement provides a **new valve which opens automatically during connecting with pressure tubings and closes while disconnecting. The high leak tightness avoids blood reflux and facilitates the handling**
- The **soft wings** made of **Atbulinės kraujo eigos vožtuvas atsidaro automatiškai, prijungiant aukšto spaudimo prailginimo linijas ir užsidaro atjungimo metu. Apsaugo nuo kraujo reflukso (grįžimo).**
The integrated kink protection ensures stability.
- The new seven cm long **introducer** between puncture site and the connection area. It creates a stain relief at the puncture site during the connection.
- The **FEP-capillary** has good physical and mechanical properties. It has an excellent tissue and blood compatibility. A smooth surface prevents thrombogenesis. A special tip means easy insertion. The FEP catheter has good gliding characteristics during insertion.
- The **Introducer Needle** is made of stainless steel and has a Luer-lock fitting. It's smoothly tapered hub allows an easy insertion of the guide wire. The integrated design provides smooth transition from guide wire to needle and from needle to catheter what ensures a minimal trauma at the puncture site
- The **Guide wire**, made of stainless steel, has a flexible straight tip. It is designed according to the different inner diameters of catheters.

Product summary

Description	Article	Sales unit
Arterial Catheter-Set Catheter 22G, 80 mm / needle 0.80 x 50 mm / wire 35-0.021"	5206364	20
Arterial Catheter-Set Catheter 20G, 80 mm / needle 0.95 x 50 mm / wire 35-0.025"	5206363	20
Arterial Catheter-Set Catheter 20G, 160 mm / needle 0.95 x 70 mm / wire 45-0.025"	5206362	20
Arterial Catheter-Set Catheter 18G, 160 mm / needle 1,30 x 70 mm / wire 45-0.035"	5206361	20

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Vascular Systems
B. Braun Melsungen AG
Sieversufer 8
D-12359 Berlin
Tel ++49 30 68 98 97-0
Fax ++49 30 68 98 97-30
<http://www.bbraun.com>

Arteriofix V

(vertimas iš anglų k.)

Rinkinys arterijos punkcijai, skirtas invazinio kraujo spaudimo matavimui

Arteriofix*V rinkinys yra ypatingas dėl savo išskirtinės naujos savybės ir dėl laiko patikrintų ankstesnio Arteriofix* rinkinio komponentų

- **Arteriofix*V** rinkinio sudėtyje esantis arterinis kateteris turi vožtuvą, kuris atsidaro automatiškai, prie jo prijungiant aukšto slėgio prailginimo linijas, ir užsidaro jas atjungiant. Aukštas atsparumas kraujo nuosrūviui padeda išvengti atbulinės kraujo srovės tėkmės (refliukso) ir palengvina manipuliacijas.
- Minkšti sparneliai pagaminti iš PUR (poliuretano) lengvai prisitaiko prie odos paviršiaus. Trys skylutės, skirtos kateterio prisiuvimui prie odos, palengvina fiksaciją. Sritis tarp sparnelių ir kateterio yra atspari persilenkimui ir kateterio spindžio praradimui, tokiu būdu yra užtikrinamas stabilumas.
- 7 cm ilgio prailginimo linija, pagaminta iš PUR, padidina atstumą tarp punkcijos vietos ir aukšto slėgio linijos prijungimo vietos. Tai sumažina išėjimo iš arterijos spindžio riziką linijos prijungimo/atjungimo metu.
- Kateteris pagamintas iš FEP (**vertėjo komentaras** Fluorinated Ethylene-Propylene (Teflon)) pasižymi geromis fizikinėmis ir mechaninėmis savybėmis, puikiu suderinamumu su audiniais ir krauju. Lygus paviršius apsaugo nuo trombų susidarymo. Specialus smaigalys palengvina įvedimą. FEP kateteris gerai slysta įvedimo metu.
- Įvedimo adata pagaminta iš nerūdijančio plieno ir turi Luer-Lock jungtį. Poliruota nusmailėjanti piltuvo formos jungtis leidžia lengvai įvesti stygą. Integruotas dizainas užtikrina sklandžią tranziciją nuo stygos link adatos ir nuo adatos link kateterio, tokiu būdu garantuojamas minimalus punkcijos vietos traumatizavimas.
- Styga pagaminta iš nerūdijančio plieno, turi lankstu tiesų galiuką. Stygų skersmuo yra skirtingas, jis yra pritaikytas prie skirtingų kateterių vidinio skersmens.

Produkto suvestinė

Apibūdinimas	Katalogo kodas	Parduodamas kiekis (min)
Rinkinys arterijos punkcijai Kateteris 22Gx80mm/adata 0,8x50mm/styga 35-0,021"	5206364	20
Rinkinys arterijos punkcijai Kateteris 20Gx80mm/adata 0,95x50mm/styga 35-0,025"	5206363	20
Rinkinys arterijos punkcijai Kateteris 20Gx160mm/adata 0,95x70mm/styga 45-0,025"	5206362	20
Rinkinys arterijos punkcijai Kateteris 18Gx160mm/adata 1,30x70mm/styga 45-0,035"	5206361	20