

Home

## Cutanplast

Sterile re-absorbable haemostatic gelatin

Hemostatinės kempinės



Cutanplast® is a sterile re-absorbable gelatin sponge with a powerful haemostatic effect: the porous surface of the gelatin induces the rapid rupture of the blood platelets with the consequent activation of the enzymatic cascade, which leads to natural coagulation.

CLASSIFICATION ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE 93/42/CEE: "Medical Device" Class III implantable

[www.cutanplast.com](http://www.cutanplast.com)

8. P.D.

### Features

- Completely absorbed when left in situ
- Non-toxic
- Does not cause allergic reactions
- Has a neutral pH
- Absorbs blood corresponding to approximately 50 times its own weight
- May be applied dry
- May be soaked with sterile physiological solution or with antibiotics
- Is reabsorbed within a number of weeks
- Can easily be reduced in size to any required format
- Reduces the time of the surgical intervention
- Stops the hemorrhage
- Easy to use
- Practical
- Safe
- Reliable

Standard

70x50x10mm

Powder

1g

Dial

30x30x10 mm

Special

70x50x1mm

Anal

80x30mm

Dental

10x10x10mm

Film

200x70x0,5mm

išmatavimai: 10x10x10mm



10x10x10mm

### CUTANPLAST Dental

Each sponge is individually packed in sterile blister which are packed in boxes of 24 units. **Pakuotė: 24 vnt.**

Suitable for hospital dental surgery and private and public ambulatory use.

Dokumentą elektroniniu parašu  
pasirašė  
Data: 2025-03-06 10:00:30  
Pasiskirtas: Pirkimo nr. 925806  
Vieta: Energetikų g. 8, Kaunas  
Kontaktinė informacija: Viešųjų  
pirkimų specialistė