

CT Injection Tubing System

Kompiuterinio tomografo pompų sistema




P/N: 807140 (XD8003)

High pressure 24 hours use infusion system line (pump) adapted for use with Ulrich medical CT motion XDR151 x-ray contrast solution auto-injector; Pomų sistema, pritaikyta naudoti su Ulrich Medical CT motion XDR151 automatinio švirkštu rentgenokonstrastiniams tirpalams;

- ✓ Sterile (symbol on the package); **Sterili;**
- ✓ disposable (marked with a symbol); **Vienkartinė;**
- ✓ non pyrogenic; latexfree; transparent; flexible; **Nepirogeniška, be latekso, permatoma, lanksti;**
- ✓ with a microparticle filter; **Su mikrodalelių filtru;**
- ✓ with a pressure measuring sensor; **Su slėgio matavimo davikliu;**
- ✓ suitable for use 24 hours at least any number of injections; **tinkama naudoti 24 val. esant bent kokiam įšvirkštimų skaičiui;**
- ✓ with a LUER connection and adirectional safety valve; **su LUER jungtimi kartu su krypties apsauginiu vožtuvu;**
- ✓ Pressure: 350PSI; Lenght: 150 cm; Filling volume: 20 ml; **Slėgis: 350PSI; Ilgis:150 cm; užpildymo tūris 20 ml;**

CT pumping tube--- "Y" type

P/N:807140



Length in: mm

Pakuotės pavyzdys

Įpakuota po 1 vnt.

OPEN THIS END

antmedTM
Partner For Life

Injection Tubing System

P/N : 807140

L: 150cm Ilgis: 150 cm

Slėgis: 350 PSI P: 24bar/350psi

vienkartinė
(pažymėta simboliu);



Sterili (simbolis
ant pakuotės);



ant pakuotės pažymėtas
produkto galiojimo laikas;



24h

tinkama naudoti
24 val.



Use By



Date of
Manufacture



Lot Number

EC REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

Shenzhen Antmed Co., Ltd.

18 Jinhui Ave., Pingshan New District, Shenzhen
518122, China

Tel: +86-755-86060992
http://www.antmed.com

Fax: +86-755-86060991
E-mail: info@antmed.com

Rev. A0



0123

Made in China



(01) 06945764490084