


ATS RINKINYS

5 – GALIMOS DVI VERSIJOS

- Galimos dvi ATS rinkinio versijos, sukuriančios skirtingą neigiamą slėgį siurbimui:
 - a. ATS rinkinys su vidine spyruokle sukuria pradinį -90 mmHg slėgį (12 KPa) ir veikia apytiksliai -65 mmHg (8,6 KPa) slėgio ribose.
 - b. ATS standartinis rinkinys be vidinės spyruoklės sukuria pradinį -50 mmHg slėgį (6,6 KPa) ir veikia apytiksliai -30 mmHg (4,0 KPa) slėgio ribose.



GALIMOS KONFIGURACIJOS

ATS Rinkinys tiekiamas su “Y” tipo jungtimi ir dviem PVC Redon drenais. Redax, pagal atskirą pageidavimą, gali pasiūlyti ir kitų tipų drenus su trokarais.



KODAS	APRAŠYMAS
10705	ATS Rinkinys Standartinis
10715	ATS Rinkinys su vidine spyruokle
PAKUOTĖ: 15 VIENETŲ DĖŽĖJE	
12023	Maišas su integruotu 40 mikronų filtru
PAKUOTĖ: 20 15 VIENETŲ DĖŽĖJE	
12024	Maišas drenavimui, 600 ml talpos
PAKUOTĖ: 25 VIENETAI DĖŽĖJE	



REDAX®

dall'esperienza, le nuove tecnologie del drenaggio

Via Volta, 51 - 41037 Mirandola (MO) ITALY
tel. +39 0535 611673 fax +39 0535 23224
e-mail: info@redax.it - www.redax.it

ATS RINKINYS

Kraujo surinkimo sistema su integruota dviejų pakopų filtracija



REDAX®

dall'esperienza, le nuove tecnologie del drenaggio

ATS RINKINYS yra pooperacinio drenavimo sistema, skirta bet kuriai chirurginei procedūrai, pokurios, pagal indikacijas, yra galimas kraujo perpylimas.

Sistema yra specialiai sukurta autologinio kraujo perpylimui ortopedijoje.

Siliconinė talpa geriausiai suderinama su krauju, permatoma ir maksimaliai lanksti. Galimos dviejų skirtingų siurbimo slėgių sistemos versijos.



Novatoriška sistema su integruota dviejų pakopų filtracija: pirmas 200 mikronų filtras talpoje ir antras 40 mikronų filtras kraujo surinkimo maiše.



ATS RINKINYS

1 – SKAIDRI TALPA

- Skaidri talpa ligoninės personalui leidžia nuolat stebėti drenavimo eigą. Tradicinės sistemos (pvz., dumplinės), pagamintos iš kitokių medžiagų ar suspaudžiamos siurbimo metu, tokios stebėjimo galimybės nesuteikia.
- Skaidri talpa klinikos personalui yra „būtina kaip oras“, nes leidžia tuojau pat vertinti kraujo kokybę ir nuspręsti apie saugų kraujo perpylimą.



2 – FILTRACIJA DRENO ĮVADE

- Neatidėliotina kraujo makroagregatų separacija, drenuojant iš žaizdos, dėka 200 mikronų filtro, esančio siurbimo dreno įvade, sumažina ir/arba blokuoja krešėjimą, stabilizuoja faktorius.
- Išvengiant makroagregatų nusėdimo, užtikrinamas savaiminis kraujo perbėgimas į maišą. Dėl to vėliau galima pereiti nuo aktyvaus siurbimo prie gravitacinio drenavimo, išsaugant drenavimo tęstinumą.

ATS BULB SET




BELLOWS




ATS RINKINYS

3 – BETRAUMIS KRAUJO PERPYLIMAS

- Tradicinėse sistemose, susidarius krešuliams, reikia naudoti stiprų spaudimą kraujui perpilti į iš talpos į maišą. Dėl to susidaro turbulencija bei sukuriama sąlygojantys hemolizės epizodus.
- Naudojant ATS Rinkinį, prieš tai silikono talpoje filtruotas kraujas automatiškai suteka į kaujo perpilimo maišą be spaudimo.



ATS BULB SET



BELLOWS

4 – INTEGRUOTA DVIEJŲ PAKOPŲ FILTRACIJA

- Dviejų pakopų filtracija gaunama dėka 200 mikronų filtro, esančio dreno įvade silikono talpoje, ir antrojo 40 mikronų filtro, esančio kraujo surinkimo maiše.
- 40 mikronų filtras, esantis kraujo surinkimo maiše, patikimai užtikrina makroagregatų pašalinimą iš kraujo prieš reinfuziją. Nereikalingi jokie papildomi filtrai.

