

Contenitori monouso per pezzi chirurgici trasparenti

CE IVD

Disposable surgical specimen containers (transparent) - range available

Materiale/Material: PP (Polipropilene/Polypropylene)

Cod.	Descrizione Description	Q.ta Q.ty
3705	trasparente/transparent 30 ml	600 pcs
3707	trasparente/transparent 60 ml	600 pcs
0157	trasparente/transparent 120 ml	500 pcs
3800	trasparente/transparent 180 ml	800 pcs
3801	trasparente/transparent 250 ml	450 pcs
11 pd 3802	trasparente/transparent 500 ml	250 pcs
10 pd 3803	trasparente/transparent 1000 ml	150 pcs
12 pd 3804	trasparente/transparent 2000 ml	125 pcs
13 pd 3806	trasparente/transparent 3000 ml	100 pcs
14 pd 3809	trasparente/transparent 5000 ml	50 pcs
0151	bianco/white 10000 ml	1 pcs
0152	bianco/white 17000 ml	1 pcs
0153	bianco/white 25000 ml	1 pcs



Contenitori rettangolari monouso

CE IVD

Disposable rectangular containers - range available

Materiale/Material: PP (Polipropilene/Polypropylene)

Cod.	Descrizione Description	Q.ta Q.ty
0214	bianco/white 2500 ml	150 pcs
0212	bianco/white 5600 ml	50 pcs
0213	bianco/white 11000 ml	20 pcs
0252	bianco/white 17000 ml	20 pcs



il vostro partner ospedaliero
your best hospital partner



Universalūs konteineriai biologinių pavyzdžių saugojimui


	Kodas	Talpa	Kiekis
	3705	30 ml	600 vnt.
	3704	60 ml	600 vnt.
	0157	120 ml	500 vnt.
	3800	180 ml	800 vnt.
	3801	250 ml	450 vnt.
11 pd	3802	500 ml	250 vnt.
10 pd	3803	1000 ml	150 vnt.
12 pd	3804	2000 ml	125 vnt.
13 pd	3806	3000 ml	100 vnt.
14 pd	3809	5000 ml	50 vnt.
	0151	10000 ml	1 vnt.
	0152	17000 ml	1 vnt.
	0153	25000 ml	1 vnt.



CENTRIFŪGINIS MĖGINTUVĖLIS

CENTRIFUGE TEST TUBES

Tubos para centrífuga / Tubes centrifugeable / Provette per centrifuga



TEST TUBE CONICAL
tubo cónico / tube conique / provetta conica

GRADUATED
graduado / graduè / graduata

WITH WRITING AREA
banda mate / surface d'écriture / superficie di scrittura


STERILE
estéril / stérile / sterile

 **POLYETHYLENE SCREW CAP**
tapa de rosca en polietileno / bouchon à vis en polyéthylène / tappo a vite in polietilene

 **POLYPROPYLENE**
polipropileno / polypropylène / polipropilene

**graduotas,
pagamintas iš PP,
užsukamas**

CODE CAPACITY TYPE PACKAGING



21408 15 ml 17x120 mm (light blue) **IN BULK** a granel / en vrac / sfusa

15 p.d.



21409 15 ml 17x120 mm (red) **IN BULK** a granel / en vrac / sfusa



21410 15 ml 17x120 mm (red) **INDIVIDUALLY WRAPPED** embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



21401 50 ml 30x115 mm (light blue) **IN BULK** a granel / en vrac / sfusa



21402 50 ml 30x115 mm (red) **IN BULK** a granel / en vrac / sfusa



21400 50 ml 30x115 mm (red) **INDIVIDUALLY WRAPPED** embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



TEST TUBE CONICAL WITH SELF-STANDING BASE
tubo cónico con base de apoyo / tube conique avec jupe autostable / provetta conica con base d'appoggio

GRADUATED
graduado / graduè / graduata

WITH WRITING AREA
banda mate / surface d'écriture / superficie di scrittura

STERILE
estéril / stérile / sterile

 **POLYETHYLENE SCREW CAP**
tapa de rosca en polietileno / bouchon à vis en polyéthylène / tappo a vite in polietilene

 **POLYPROPYLENE**
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE CAPACITY TYPE PACKAGING



21403 50 ml 30x115 mm (light blue) **IN BULK** a granel / en vrac / sfusa



21404 50 ml 30x115 mm (red) **IN BULK** a granel / en vrac / sfusa



21405 50 ml 30x115 mm (red) **INDIVIDUALLY WRAPPED** embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



PASTEUR PIPETTES

Pipetas Pasteur / Pasteur pipettes / Pipette Pasteur

Pastero pipeté



PASTEUR PIPETTE

pipeta Pasteur / Pasteur pipette / pipetta Pasteur


USER FRIENDLY

Fácil de usar / Facile à utiliser / Facile utilizzo



POLYETHYLENE

polietileno / polyéthylène / polietilene



STERILE PASTEUR PIPETTE

pipeta Pasteur estéril / Pasteur pipette stérile / pipetta Pasteur sterile

USER FRIENDLY

Fácil de usar / Facile à utiliser / Facile utilizzo




POLYETHYLENE

polietileno / polyéthylène / polietilene

CODE

CAPACITY

PACKAGING



27054

1 ml

INNER BOX OF 500 PCS
caja interna de 500 piezas / boîte interne de 500 pièces / scatola interna da 500 pezzi

16 pd



27055

3 ml

INNER BOX OF 500 PCS
caja interna de 500 piezas / boîte interne de 500 pièces / scatola interna da 500 pezzi

CODE

CAPACITY

PACKAGING



27040

1 ml

INDIVIDUALLY WRAPPED IN PEEL-PACK
envuelto individualmente en peel-pack / sachet unitaire en peel-pack / in sacchetto singolo peel-pack



27042

1 ml

PACKET OF 5 PCS IN PEEL-PACK
envuelto en peel-pack de 5 piezas / en sachet de 5 pièces en peel-pack / in sacchetto da 5 pezzi peel-pack



27045

3 ml

INDIVIDUALLY WRAPPED IN PEEL-PACK
envuelto individualmente en peel-pack / sachet unitaire en peel-pack / in sacchetto singolo peel-pack



27047

3 ml

PACKET OF 5 PCS IN PEEL-PACK
envuelto en peel-pack de 5 piezas / en sachet de 5 pièces en peel-pack / in sacchetto da 5 pezzi peel-pack



MICROTUBES

Microtubos / Cupules / Microprovette

Mėgintuvėlis

1,5 ml talpos, pagamintas iš PP; neutralios spalvos, nesterilus, graduotas; dangtelis pritvirtintas prie mėgintuvėlio



MICROTUBE

microtubo / cupule / microprovetta

GRADUATED

graduado / graduè / graduata

ONE-HANDED USAGE

utilización con una sola mano / utilisation à une main / utilizzo con una sola mano

FLAT CAP

tapón plano / bouchon plat / tappo piano



POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY
17 pd 	23053	1,5 ml (conical, neutral)
	23054	1,5 ml (conical, pink)
	23055	1,5 ml (conical, yellow)
	23057	1,5 ml (conical, blue)
	23058	1,5 ml (conical, green)

	CODE	CAPACITY
	23056	0,5 ml (conical, neutral)
	23073	2 ml (cylindrical, neutral)

HISTOLOGY WAX 0600

Version	Revision Date:	SDS Number:	Date of last issue: -
1.0	19.04.2023	600000003329	Date of first issue: 19.04.2023

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Trade name : HISTOLOGY WAX 0600

REACH Registration Number : 01-2119488076-30-xxxx

Substance name : Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes

EC-No. : 232-315-6

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the Sub-
stance/Mixture : Raw material for industry

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company : Hywax GmbH
Worthdamm 13-27
20457 Hamburg

Telephone: +49-40-78115-0
Telefax: +49-40-78115-777

Information (Product safety): Telephone: +49-40-78115-450
Telefax: +49-40-78115-298
E-mail: sds.wax@hywax.com

1.4 Emergency telephone

Emergency telephone: +49-171-429-3850

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008)
Not a hazardous substance or mixture.

2.2 Label elements

Labeling (REGULATION (EC) No 1272/2008)
Not a hazardous substance or mixture.

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

Product information

Histology Wax 0600

printed on: 18.04.2023

Revision: 27.10.2022

Property	Specification	Unit	Method
Congealing point	56.0 .. 58.0	°C	ASTM D938
Oil content	0.00 .. 0.50	%	ASTM D721
Needle penetration 25 °C	12 .. 20	1/10mm	ASTM D1321
Colour Saybolt	25 .. 30		ASTM D156

lydymosi temperatūra - 56-58°C;
aliejaus priemaiša- max 0,50 %,
adatos įsiskverbimas 25°C temperatūroje- 14-18 (1/10 mm)

Disclaimer: The information contained in this document is based on Hywax knowledge and experience at the time of its creation. We reserve the right to make any changes to this document or the products described therein, as a result of technological progress or developments. This information implies no liability or other legal responsibility on our part, including with regard to existing third-party patent rights. In particular, no guarantee or warranty of properties in the legal sense is implied. The customer is not exempted from the obligation to conduct careful inspection and testing of incoming products. All our business transactions are governed exclusively by our General Business Terms (<https://www.hywax.com/terms-conditions/>).

Hywax GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Location Hamburg, Germany, Registration No. Hamburg HRB 73963

Managing Directors: Giuseppe Ambroggio, Piergiorgio Ambroggio

VAT-No. DE 118 922 039 Tax No. 27/164/00096

www.hywax.com info@hywax.com

21 p.d

General Properties for our Histology Waxes

- Highest purity
- Fast and straightforward embedding process
- Good compatibility with the infiltrated sample
- Easy positioning of the tissue sample
- No cracking
- Excellent microtome sectioning results
- Gentle on microtome blades
- Highly soluble in xylene

Histology Wax

- Exceptional flexibility
- Easy demoulding
- Excellent suppression of crystallisation
- Enhanced with additive
- Fast tissue penetration
- Lucent wax

Išskirtinis lankstumas
Puikiai slopina kristalizaciją
Greitas įsiskverbimas į audinius
Skaidrus/baltas vaškas

