

Infuzija & Išvirkštimas **PRODUKTAI**

2020

1 versija



Tikslus paruošimas, įšvirkštimas ir naudojimas

Tiksliam paruošimui, įšvirkštimui ir naudojimui KDM siūlo platų vienkartinį švirkštų ir adatų asortimentą.

Vienkartinį švirkštų asortimentą sudaro 2 ir 3 dalių švirkštai, mažos dozės švirkštai, insulino švirkštai, švirkštai burnos ertmei, taip pat švirkštai su „ENFit®“ jungtimis.

Vienkartinį adatų asortimentą sudaro įprastos poodinės adatos, specialių indikacijų adatos, adatos švirkštimo priemonių sistemoms, taip pat vaistų įmaišymo ir saugos produktų adatos.



„KD-JECT® E“ IR „KD-JECT® III“

„KD-JECT® E“ enteriniai švirkštai yra trijų dalių švirkštai su „female“ tipo „ENFit“ jungtimi. Jie naudojami norint per žarnas suleisti skystą maistą ar vaistus ir atlikti enterines aspiracijos ar irigacijos procedūras. Pagal skalę galima tiksliai išmatuoti suleidžiamų ar aspiruojamų medžiagų tūrį (skalės tikslumas pagal ISO 7886-1).


„KD-JECT® E“ švirkštai yra netoksiški, sterilizuoti etileno oksidu (EO) ir jų sudėtyje nėra pirogenų.




Produkto aprašymas

- Gerai matoma matavimo skalė
- Padengta silikonu, kad būtų užtikrintas geresnis slydimas
- Didelės švirkšto šoninės dalys, kad galima būtų tvirtai sugriebti
- Stūmoklio stabdiklis, neleidžiantis išstumti stūmoklio
- Violetinės spalvos stūmoklis
- Spalvomis pažymėta dalytuvo pakuotė, kurią galima atidaryti dviem skirtingais būdais
- Guminė tarpinė smailiu galiuku, kad būtų mažiau likučių
- Be PVC ir DEHP, be latekso
- Tinkamumo naudoti laikas – 5 metai


ENFit LDT female



ENFit female



ENFit male



REF	Dydis (ml)	Gradacija	Antgalis	Galiukas	Pakuočių skaičius
875674	1	0,01	Viduryje	ENFit LDT	100
875681	3	0,1	Viduryje	ENFit LDT	100
875698	5	0,1	Viduryje	ENFit	100
875704	10	0,2	Viduryje	ENFit	100
875711	20	1	Viduryje	ENFit	100
875728	60	1	Iš šono	ENFit	50
876381	100	2	Viduryje	ENFit	20

REF	Dydis (ml)	Gradacija	Antgalis	Galiukas	Pakuočių skaičius
876749	60	1	Viduryje	Kateterio galiukas	50

Komponentas	Medžiaga	Pakavimo medžiaga	Sterilizavimas	Standartai
Cilindras	Etileno polipropileno kopolimeras (PP)	Medicininis popierius	Etileno oksidas (EO)	EN ISO 80369-3
Stūmoklis	Polietilenas (PE)	Permatoma lizdinė pakuotė PE / PA		ISO 7886-1
Guminė tarpinė	Sintetinis kaučiukas (poliizoprenas)			CE 0123
Tepalas	Silikoninė alyva			II a klasė
				Kateterio galiukas: I a klasė

KDM[®]

paruošė

ONEMED



© „OneMed Group“ KDM įšvirkštimo ir infuzijos produktų katalogas
8 leidimas / 2020 m. 1 versija

„OneMed Group Oy“
P.O.Box 10 (Metsäläntie 20), FI-00321 Helsinki
Telefono nr. +358 20 786 6800
www.onemed.com