

INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Reguliuojamo ilgio paciento jungtelė su šarnyrinėmis jungtimis ir angomis, dirbtinei ventiliacijai per tracheostomą (Gaminio kodas – 3521000)




- Vienkartinė;
- Kliniškai švari;
- Turi CE ženklavinimą;
- Gaminio sudėtyje nėra latekso;
- Gofruota (armonikos tipo) ir lengvai fiksuojama norimoje padėtyje;
- Distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi (du šarnyrai);
- Gofruoto vamzdelio ilgis reguliuojamas ir, matuojant tarp jungtelių (t.y. detalė su gofruota dalimi), ilgis - sutraukus ne daugiau 70 mm $\pm$ 10mm, o ištempus – ne daugiau 150 mm $\pm$ 10mm;
- Žalingas tarpas, priklausomai nuo jungtelės ilgio: nuo 26ml iki 50ml.
- Dvi angos: 9.5mm anga atsiurbimams su prie korpuso fiksuotu dangteliu, kuriame yra dar viena 7.6 mm anga su gumele bronchospkopijoms;
- Dangteliai sandariai užsidaro;
- Pačios jungtelės visos jungtys sandarios ir konusinės: 22F (aparato pusėje) - 22M/15F (paciento pusėje);
- Kintamo ilgio vamzdelis;
- Pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų;
- Įpakuota po 1 vnt.



Kristina Šimanel
Viešųjų pirkimų specialistė

Aerozolinės kaukės su vaistų purkštuvu (be PVC)

(Gaminio kodas – 1453015)



- Kliniškai švarios.
- Turi CE ženklavinimą.
- Gaminio sudėtyje nėra latekso.
- Maksimalus leistinas tūris – 5 ml (talpa 12 ml).
- Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui.
- Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje.
- Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min).
- Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml.
- Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį.
- Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris, 1,8 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC).
- Kaukė nedeformuota ir pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas;
- Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido.
- Kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota.
- Kaukės dydis: L ir M viename.
- Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvu – 22F.
- Tam pačiam ligoniui gali būti naudojama ne vieną kartą.
- Supakuota po 1kompl.

UAB
INTERSURGICAL
Kristina Šimanel
Viešųjų pirkimų specialistė