



KATETERIS SU TROAKARU

- ✓ Vienkartinis torakalinis kateteris pagamintas iš PVC, todėl yra komfortiškas ir saugus pacientui, o viduje esantis troakaras leidžia procedūrą atlikti nedelsiant.
- ✓ Kateteris turi glotnias elipsės formos šonines akutes 1 galinė ir 2 šoninės akutės ir švelnų paviršių, tai sumažina audinių pažeidimą ir užtikrina optimalų drenažą.
- ✓ Distalinis kateterio galas yra nuožulnus ir turi glotnų galiuką, kuris apsaugo audinius nuo pažeidimo.
- ✓ Kateterio įvedimo gylio žymos sužymėtos centimetrais, kas 2 cm tai leidžia tiksliai įvertinti jo padėtį.
- ✓ Permatomos kateterio sienelės palengvina drenažo stebėjimą.
- ✓ Rentgenokontrastiškas



Kodas	Dreno diametras Fg (Ch)	Išorinis diametras (mm)	Ilgis
02.000.30.008	8 Fg	3,3 mm	30,5
02.000.30.010	10 Fg	4,0 mm	30,5
02.000.30.012	12Fg	5,3 mm	30,5
02.000.30.016	16 Fg	6,6 mm	40,0
02.000.30.020	20 Fg	8,0 mm	40,0
02.000.30.028	28 Fg	9,3 mm	40,0
02.000.30.032	32 Fg	10,6 mm	52,0

Steriliai supakuota, skaičius pakuotėje - 10 vienetų, skaičius dėžėje - 100 vienetų.



Trokarkatheter

Der Trokarkatheter wird nach Stichinzision traumatisch in den Pleuralspalt eingeführt. Der Leichtmetall-Mandrin wird entfernt und der verbleibende Katheter an die Thorax-Drainage-Einheit adaptiert.

Der Trokarkatheter hat eine Graduierung in cm, beginnend am proximalen Seitenauge, für die sichere Beurteilung der Positionierung. Die elliptischen Seitenaugen dienen der zuverlässigen und patientenschonenden Drainage.

[Detail-Zoom](#)

[Weitere Infos anfragen](#)

Material: Schlauch, Schlauchadapter, Knauf und Spitze: PVC

Sterilität: Ja