

## Ecolastic®

- ▶ Приятный для кожи «дышащий» материал
- ▶ Защищает от проникновения бактерий, вирусов и акарных аллергенов



- приятный для кожи "дышащий" материал
- защищает от проникновения бактерий, вирусов и акарных аллергенов

# Ecolastic®

► В отделениях реанимации, ожоговых центрах, домах престарелых, так же во всех лечебно-профилактических учреждениях (где пациентам предписан постельный режим). Проблема сохранения матрасов в чистоте имеет особо важное значение во всех выше перечисленных лечебных учреждениях как с гигиенической, так и с экономической точки зрения. С одной стороны, ECOLASTIC предохраняет матрасы от загрязнения, а с другой стороны защищает пациентов от вторичной инфекции вирусами и бактериями. Активно участвует в профилактике появления пролежней и является защитным барьером от акарных аллергенов.

## Качество продукта:


- **Ecolastic** можно стирать и дезинфицировать, включая дезинфекционные средства на водной и алкогольной основе.
- **Ecolastic** изолирует от влаги матрасы, так как он сделан из плотного не рвущегося материала.
- **Ecolastic** подлежит стирке и сушке.
- **Ecolastic** препятствует проникновению акарных аллергенов.
- **Ecolastic** сделан из очень приятного для кожи, дышащего материала.
- **Ecolastic** не позволяет проникать бактериям и вирусам из матраса к пациенту.

## Польза для Потребителя:

- Отпадает необходимость паровой дезинфекции матрасов, в связи с этим увеличивается срок эксплуатации и уменьшаются расходы.
- Стабильная защита матраса от загрязнения экскрементами, мазями и др.
- Дополнительная защита.
- Особенно подходит для пациентов, склонных к аллергии.
- Сильно уменьшает потение, а, следовательно, и опасность появления пролежней.
- Предохраняет от инфекции, которая могла бы возникнуть вследствие зараженных матрасов.

## Указания по эксплуатации:

- Подходящая температура для стирки +60 °C (max + 95 °C).
- Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды.
- Не гладить.
- Машинная сушка до + 120 °C, возможна сушка в камере при температуре до +105 °C (1 мин). После многократной термической и химикотермической дезинфекции не было установлено ухудшения защитных свойств ECOLASTIC против бактерий и вирусов.



## Размеры и виды:

Вид Ecolastic	Размер Ecolastic (см)	Размер матраса (см)
<b>Ecolastic Standart</b>	195 x 90 x 12	200 x 90 x 12
Обхватывает лицевую часть и боковые стороны матраса (упаковка по 25 шт.)		
<b>Ecolastic Ganzbezug</b>	195 x 90 x 12	200 x 90 x 12
Обхватывает матрас полностью. (упаковка по 25 шт.)		
<b>Ecolastic в рулонах</b>	100 м x 128 см	
Предназначен для нестандартных матрасов.		



# ECOLAB®

ЗАО ЭКОЛАБ  
Россия 109147, Москва  
Марксистская, 3, стр. 1  
Бизнес-центр «Планета»  
тел.: +7-095 980 7060  
факс: +7-095 980 7069  
oleg.litvin@ecolab.com  
www.ecolab.com