


Insulto KOMPLEKTAS:

(Ref. STROKE_KIT)

- CORAIL8F + 50Lt,
- Vasco 35 ASPI
- Catch (įskaitant Vasco +21)
- CBE3, 5x10
- STEEL014




Balt žingsnis po žingsnio thrombectomy, komplektas. Naujas laiko taupymo metodas gydant galvos smegenų insultą.

Kai insulto pacientui reikia mechaninės thrombektomijos laiko langas, per kurį reikia sėkmingos kanalizacijos yra trumpas. Kartais brangiosios minutės yra prarandamos kartojant nesėkmingą procedūrą. Dar daugiau gali būti prarasta pakeitus vieną į kitą tvarką. Tai todėl Balt siūlo naują Thrombectomy komplektą sudarytą iš trijų pagrindinių prietaisų, kurie atitinka tris procedūras, turi būti naudojami alternatyviai arba paeiliui:


1. proksimalinis siekis,
2. distalinis siekis,
3. trombų paieška.

Rinkinio privalumas yra tai, kad alternatyvūs įtaisai yra rankoje, leidžiant sparčių pokyčių strategijas ir procedūrą.



Proksimalinis aspiracija

naudojant Balt Corail 8F + LT50 orientuoti kateteriui su okliuzijos balioną bei distalinio praplėtimo aspiracija. Atitinka Corail balioną pripūstos vidinės miego arterijos. 5 cm lanksti distalinė galūnė, unikalus Corail 8F + LT50, dedamas Petrus, kur jis gali daryti stiprų proksimalinį siurbimą trombo medžiagos, nerizikuojant, griūva į arteriją. Unikali pynimo technika, suteikia 1,9 mm ID skersmens kateteriui išskirtinį atsparumą užsilenkimui. Distalinė galūnė gali būti, garo formos.




2. DISTALINIS SIEKIS

naudojant BALT. Vasco +35 ASPI microcatheterį ".

Vasco 35 įterpiamas per anksčiau įdėtą Corail. Jo lankstumas leidžia naršyti viduryje smegenų arterijos. Vasco išorinis skersmuo buvo padidintas kad praktiškai užkirsti arteriją, kuri apriboja sumą gavybos šviežio kraujo įsiurbimu kartu su trombu.

Vasco turi dvigubą apverstą spiralės struktūrą visame jos ilgyje, kuris suteikia jai išskirtinį stabilumą. Jo puikus lankstumas ir hidrofiliinė danga, kad ji lengvai naršytų po labiausiai vingiuotą anatomiją.



3. TROMBŲ PAIEŠKA

naudojant CATCH sistemą Balt krepšelio formos.

CATCH savarankiškai plečiasi, nitinol atraumatiškai apipintas "krepšelis" kurį nuskaito distalinių arterijų trombai, ribotos rizikos krešulio susiskaidymas. Jis veikia su Balt. Vasco +21 (imtinai).

Jis pasiekia trombus, einančius per Corail8F + LT50

kurių okliuzijos balionas, palengvina procedūrą. pats

CATCH krepšys gali būti iš naujo panaudotas iki 5 kartų per procedūrą

Beveik 10% išeminių insultų priežastis yra Intracerebrinė stenoze, tai dažniai atrandama per thrombectomijos procedūrą. Atsižvelgiant į šį atvejį, mes įtraukėme į insultorinkinį sparčiai pakeičiamą monorailinį Cristal baliono kateterį pažymėtą Ceintracerebralinio angioplastikos PLIENO 0,014 "guidewire.

Vertimas tikras.
Klin. tyrim. ir prod. rec.
Vilniaus universitetas

