

FARGO IR FARGOMAX
Prieigos prie skaitmeninių intrakranialinės veselių sistemos



Balt kapitalizavo remiantis savo patirtimi intracerebraliųjų mikro kateterių gamybą.

Mikro kateteriai, sukuria pažangų spektrą atveriant
naujas galimybes intervencinėje neuroradiologijoje.

FARGO ir FARGOMAX, naudos iš visos prekės naujos technologijos kasytės su
kintama geometrija kartu su optimalia atsargine parama per visą procedūrą
ir optimalus distalinis miklumas padeda lengviau patekti į Vingiuotas distalines Anatomijas.



FARGO

OT: 6F proksimalinė pabaiga; 4.9D distalinio galo.

Itin elastinga distalinė dalis, kuri yra iki 8 cm ilgio leidžia pereiti per ūmines kreives

Jis gali perduoti miego sifoną ar būti pateiktas iki pamatinės arterijos.

ID: 1.40mm (0,055").

Bendras ilgis: 115 cm.

Hidrofolinis danga virš distalinės 10

Naudokite Fargo:

Kai jūsų standartinis GC nėra pakankamai stabilus.

Kartu su IVA6F80, ilgą pristatantį ir VASCO + tavo Silk bylose

Proksimalinei trombų aspiracijai.

FARGOMAX:

OT: 6F

Itin elastinga distalinė dalis, kuri yra iki 8 cm ilgio leidžia pereiti per ūmines kreives.

ID: 1.78mm (0,070 ") per visą ilgį kateterio.

Bendras ilgis: 115 cm.

Tam, kad Jūsų remodeliavimasis balionas padėtų, coiling procedūros su Vasco +10 ir Eclipse ar Copernic.

Kartu su IVA6F80, ilgą pristatantį ir Vasco +, tavo Silk bylose.

Proksimalinei trombų aspiracijai.

Hi-Flow kelių žemėlapius.

