



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

Aohua Endoscopy Building, No.66, Lane133, Guangzhong Road, Minhang District,  
Shanghai, P.R. China

### MANUFACTURER'S AUTHORIZATION

Date:21.11.2024

Whereas "**Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.**" who is established manufacturers of **AOHUA** brand medical devices, with Headquarters at No.66, Lane133, Guangzhong Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China, provide the following explanations regarding certain functions of the AQ-300 endoscope system:

1. The AQ-300 endoscope system can create patient accounts, input relevant patient information, and store data for up to 500 patients in its internal storage.
2. The AQ-300 endoscope system provides an observation mode under normal white light illumination (Normal mode).
3. The AQ-300 endoscope system features structural enhancement, edge enhancement, and composite enhancement functions, designed to emphasize and improve different structures and areas within endoscopic images.
4. The gastrointestinal endoscopes compatible with the AQ-300 endoscope system are equipped with 5 customizable function buttons.
5. The AQ-300 endoscope system, through its paired touch panel, supports the control of at least 16 related functions, while its connected keyboard allows for the control of 11 functions.

This statement serves to clarify the aforementioned functionalities of the AQ-300 product.

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

21.11.2024



## GAMINTOJO ĮGALIOJIMAS

Data: 2024-11-21

Kadangi „Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.“ kuris yra įsitvirtinęs AOHUA prekės ženklo medicinos prietaisų gamintojas, kurio būstinė yra Nr. 66, Lane133, Guangzhong Road, Minhang rajonas, Šanchajus, P.R. Kinija, pateikia šiuos paaiškinimus dėl tam tikrų AQ-300 endoskopo sistemos funkcijų:

- 1) Endoskopo sistema AQ-300 gali sukurti pacientų paskyras, įvesti atitinkamą paciento informaciją ir saugoti duomenis apie 500 pacientų savo vidinėje atmintyje.
- 2) Endoskopo sistema AQ-300 suteikia stebėjimo režimą esant normaliam baltos šviesos apšvietimui (normalus režimas).
- 3) Endoskopo sistema AQ-300 pasižymi struktūrinio patobulinimo, kraštų patobulinimo ir sudėtinio patobulinimo funkcijomis, skirtomis pabrėžti ir pagerinti įvairias endoskopinių vaizdų struktūras ir sritis.
- 4) Virškinimo trakto endoskopai, suderinami su AQ-300 endoskopo sistema, turi 5 pritaikomus funkcijų mygtukus.
- 5) Endoskopo sistema AQ-300 per suporuotą jutiklinį skydelį palaiko mažiausiai 16 susijusių funkcijų valdymą, o prijungta klaviatūra leidžia valdyti 11 funkcijų. Šis teiginys skirtas paaiškinti pirmiau minėtas AA produkto funkcijas.

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.  
2024-11-21