



NOTICE / SPECIFICATION SHEET

ISE CALIBRATION (Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{++} , pH)

R04S022 - 30 mL



SFRI SARL lieu dit Berganton 33127 Saint Jean d'Ilac
TEL : + 33 556 688 050 FAX : +33 556 217 903 E-mail: contact@sfri.com

Fonction :

Solution de contrôle pour automates IS

Méthode, sensibilité, reproductibilité et limites
se rapporter au manuel utilisateur de l'instrument

Composition :

Tampon	< 0.1%
Sels inorganiques	< 2.0%
Conservateur	< 0.05%
Eau déminéralisée	qsp

Description :

Solution incolore et inodore
Cibles : se référer aux valeurs indiquées sur l'étiquette

Conservation et stockage :

24 mois après fabrication dans l'emballage original et en respectant les conditions de stockage

Précautions d'utilisation :

Eviter le contact avec la peau ou les yeux.
Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé

Soins de première urgence :

- Rincer abondamment à l'eau en cas de contact avec la peau
- En cas d'ingestion : tenter de vomir et consulter un médecin

Function :

QC solution for electrolytes analyzer IS series

Method sensibility, reproductibility and limitations :
Refer to operator's manual of the instrument

Composition :

Organic buffer	< 0.1%
Inorganics salts	< 2,0%
Preservative	< 0.05%
Deionized water	sq

Description :

Colorless and odorless solution
Assay values : refer to the label

Shelf life and storage :

24 months from date of manufacture in original and unopened packaging and respecting the storage conditions

Handling precautions :

Avoid contact with skin or eyes
Keep the packaging closed when not in use

Safety informations :

- After contact with eyes, wash immediately with plenty of water
- If swallowed: vomit and seek medical advice