

Techniniai duomenys bodystudio ATBM:


Bendri:

Išmatavimai (I x P x A) [cm]:

182 x 61 x 77 (didžiausi išmatavimai) 5.9., 5.10.

Reikalinga darbinė erdvė [m]:

3 x 2 5.12.



Svoris:

ATBM bokštas:	50 kg (be monitoriaus, kompiuterio, klaviatūros ir pelės) <u>5.1.</u>
Pagrindinis kompiuteris:	11 kg
Monitorius:	6 kg
Bendrai:	ca. 67 kg

Sistemos konfigūracija:

- Intel® Core™ i5, (2019 versija /8-oji karta), 2,6 GHz 4.1.
- 8,192 MB (8 GB) RAM 4.2.
- Grafinė korta su 2 GB RAM, skiriamoji geba 1920 x 1080 pix, pavyzdys: GeForce GTX 1050Ti 4.9.
- 2x kietieji diskai su min. 2x1 TB duomenims / 1x kietas diskas min. 2 TB kopijoms 4.3., 4.10., 4.11.
- Kieto kūno diskas (SSD) min. 250 GB
- Galimybė pajungimui prie interneto nuotoliniam valdymui
- Microsoft Windows® 10 (64-bit) operacinė sistema 4.5.
- 4 laisvos USB 2.0 jungtys
- 4 laisvos USB 3.0 jungtys
- Įžeminimo varžtas
- Monitorius: 24"/LCD, 1920x1080 Pix, DVI arba HDMI jungtis 4.4., 4.8.
- Metinis programinės įrangos atnaujinimo abonementas (pasirenkamas) 3.1.15., 3.2.10., 3.3.8.

FotoFinder Systems. Setting the Pace in Skin Imaging Worldwide.

- Optinė pelė 4.6.
- Mini klaviatūra EN 4.7.
- Automatinis / rankinis odos darinių matavimas 3.1.8.
- Grafinę informaciją galima įtraukti į mikro / makro vaizdus (linijas, daugiakampius, tekstą ir t.t.). 3.1.9.
- Kameros judanti sistema, varoma žingsninio variklio su neaptarnaujama grandinine pavara 5.14.
- Kameros judanti sistema automatiškai juda atsižvelgiant į paciento ūgį - nuo min. 30 cm iki maks. 180 cm 2.2.5.
- Bendras viso kūno skenavimo sesijos laikas - iki 3 min. 3.1.4.
- Bendras viso kūno žemėlapiu sudarymo fotoaparatas - Canon EOS800D, 24 Mpix, su 15–55 mm / 1: 4-4,6 objektyvu ir poliarizuojančiu filtru 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.
- Integruota LED boksšto blykstė 2.2.3
- Mėlynas ekranas ir grindų kilimėlis paciento padėčiai, sulygiuojamas lazeriu 5.6., 5.7., 5.8.
- Integruota Bodyscan programinė įranga, rodanti naujus, pasikeistus ir pašalintus apgamus 3.1.3.
- Aukšta paciento duomenų sauga naudojant Universe programinę įrangą (užšifruoti vaizdai ir paciento duomenys) 3.1.5, 3.1.6.
- Galimybė uždengti paciento nuotraukos bet kurią dalį nepanaikinama žyma 3.1.7.
- Programinė įranga Moleanalyzer Pro odos darinių įvertinimui su dirbtinio intelekto vertinimo funkcija
- Šešėlio funkcija, skirta suderinti seną ir naują vaizdą 3.1.14.
- Galinga užklausų funkcija. Paieška atliekama pagal bet kuriuos kriterijus 3.1.12.
- Išsamus statistikos duomenų ir/arba grafinių vaizdų pateikimo ataskaitų pasirinkimas 3.1.13.
- Galimybė pridėti PASIsScan žvynelinės detekcijai ir matavimui 3.4.1.
- Estetikos programinė įranga su valdomu fotografavimu prieš/po vaizdų dokumentavimui gali būti įdiegta 3.4.2.
- Galimybė perkelti pacientų duomenų bazę iš senosios FotoFinder įrangos duomenų bazės 3.1.10.
- Galimybė importuoti nuotraukas iš ne FotoFinder sistemų ir jas analizuoti 3.1.11.

Specifikacija:

Gamintojas:	FotoFinder Systems GmbH
Adresas:	Industriestraße 12, 84364 Bad Birnbach, Germany
Modelis:	FotoFinder bodystudio ATBM
Įtampa/Dažnis:	AC 100-230 V / 47-63 Hz <u>7.</u>
Galingumas:	max. 500 W
Saugumo klasė:	1
IP saugos klasė:	IPX0
Darbinė aplinkos temperatūra:	0-40°C
Sąlyginė drėgmė:	20-90%, be kondensato

Įpakavimo išmatavimai (su euro-palete)(lxPxA) [cm]:	90x90x205
Bendras svoris:	115 kg

Utilizavimas ir gamtos apsauga: Šis prietaisas negali būti išmetamas kaip buitinės šiukšlės

Prašome utilizuoti profesionaliai ir saugiai aplinkai.



FotoFinder Systems. Setting the Pace in Skin Imaging Worldwide.



Šis prietaisas pagamintas sutinkamai su ISO13485:2012.

FotoFinder Systems. Setting the Pace in Skin Imaging Worldwide.