


Maxi Slipper Pan
114AA100
NPC Code FSE 015
Quantity 100 per Carton

Vernacare
 cleaner safer healthcare



KM 650633



Tested to Comply with
 PAS29:1999

- SINGLE USE
- MOULDED FIBRE PULP
- MACERATABLE
- MADE FROM RECYCLED PRODUCT

- Ideal for general toileting of patients with limited mobility, in bed.
- Wedge-shape design slips underneath patient without lifting or rolling.
- Disposable single use product to reduce risk of cross infection.
- Moulded fibre products made from 100% recycled paper.
- Fully disposable in Vernacare Disposal Units.

Regulatory Compliance

- ✓ Compliant with: Medical Device Directive 93/42/EC Class 1
- ✓ Product Specification Assessment PAS 29:1999
- ✓ Disposability: By Maceration
- ✓ ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

Description:

- ✓ Capacity: 2 litre (max)
- ✓ Material: 100% Paper Pulp
- ✓ Dimensions: 383 x 300 x 95mm
- ✓ Weight: 51.0g (+/- 5g)
- ✓ Colour: Grey

Fluid Retention Testing


- ✓ Tested in Accordance with PAS 29:1999
- ✓ Guaranteed to hold fluid for 4 Hours
- ✓ Resistance Temperature: 35° C (+/- 3)



Outer Case Dimensions 380 x 610 x 295mm



OUTER BAR CODE



Due to the nature of the manufacturing process the products may vary in appearance. This will not affect the performance of the product.

+44 1204 529494 (UK) | (416) 661 5552 (N.America) | (800) 268 2422 (Toll Free)
 Vernacare Ltd, Folds Road, Bolton, Lancashire, United Kingdom, BL1 2TX

Direktorius
 Sergejus Kuosa

Kopija tibra

Didelės talpos pakišamas indas

114AA100

NPCKodasFSE015


Kiekis100 vnt. dėžėje

/Vertimasišanglųkalbos/

Vernacare
cleaner safer healthcare



KM 650633



Išbandyta, kad atitiktų
PAS29:1999



Išoriniai dėžės išmatavimai380x610x295mm



IŠORINIS
BRŪKŠNINIS KODAS

- VIENKARTINIO NAUDOJIMO
- SUFORMUOTA POPIERIAUS PLUOŠIENA
- IŠMIRKĘS SUMINKŠTĖJA IR LENGVAI SUYRA
- PAGAMINTAS IŠ PERDIRBTOS MEDŽIAGOS

- Idealiai tinka bendrosioms riboto mobilumo pacientų tualetu reikmėms, skirtas naudoti lovoje.
- Pleišto formos indas pakišamas po pacientu - nereikia pakelti ar apversti.
- Vienkartinio naudojimo gaminys sumažina kryžminės infekcijos riziką
- Suformuotos plaušienos gaminiai pagaminti iš 100%perdirbto popieriaus.
- Išmetama įVernacareatliekų šalinimo įrenginius

Teisinių reikalavimų atitiktis

- ✓ AtitinkaMedicinos prietaisų direktyvą93/42/EB, 1 klasė
- ✓ Gaminio savybių įvertinimasPAS29:1999
- ✓ Šalinimas: suminkštėjimas išmirkant
- ✓ ISO9001:2008/ISO14001:2004

Aprašymas:

- ✓ talpa:2litrai(daugiausiai)
- ✓ medžiaga:100%popieriaus plaušiena
- ✓ išmatavimai:383x300x95mm
- ✓ svoris: 51,0g (+/-5g)
- ✓ spalva:pilka

Skysčių sulaikymo bandymas

- ✓ Išbandyta pagalPAS29:1999
- ✓ Garantuojamas skysčių laikymas 4valandas
- ✓ Atsparumas temperatūrai:35°C(+/-3)



Dėl gamybos proceso pobūdžio gaminių išvaizda gali skirtis.
Tai neturi įtakos gaminio savybių išlaikymui naudojimo metu.

+44 1204 529494 (Jungtinė Karalystė)|(416) 661 5552 (Šiaurės Amerika)|(800) 268 2422 (nemokama)

Vernacare Ltd, FoldsRoad, Bolton, Lancashire, Jungtinė Karalystė, BL1 2TX

Direktorius
Sergejus Kuosa

kopija tikra