


INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Papildoma kompaktinė atšaka

(Gaminio kodas – 1526000)



- Vienkartinė.
- Kliniškai švari.
- Turi CE ženklimą.
- Gaminio sudėtyje nėra latekso.
- Lengvai fiksuojama norimoje padėtyje.
- Ilgis ištempus 2,0 m.
- Sutraukus 51cm.
- Diametras 22 mm.
- Atšakos jungtys kūginės 22F-22F.
- Rezervinio maišo pajungimui papildoma jungtelė 22M-22M.
- Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.
- Supakuotos į maišelius po 1 vnt.



UAB INTERSURGICAL
 Arnionių g. 60
 LT-18170 Pabradė, Lietuva


Tel.: (8-387) 66611
 Faksas: (8-387) 66606
 El. paštas: sales@intersurgical.lt

INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

10mm diametro sistema prie Neopuff aparato

(Gaminio kodas – 6433000)



- Tinka prie Neopuff aparato.
- Vienkartinė.
- Kliniškai švari.
- Turi CE ženklinaimą.
- Iš nealergizuojančios medžiagos (be latekso).
- Gofruota.
- Diametras 10 mm.
- Ilgis ištempus ne mažiau 1,20 m.
- Reguliuojamas PEEP dangtelis paciento pusėje.
- Paciento pusėje šarnyrinė alkūnė.
- Visos jungtys kūginės: paciento pusėje 22M/15F, aparato pusėje 10F.
- Papildomų jungtelių rinkinys pajungimui: 15M-10M (1 vnt.), 15F-10M (1 vnt.) ir 10M-jungtis prie Neopuff aparato (1 vnt.).
- Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.
- Apsauginis dangtelis paciento pusėje.
- Supakuota į maišelius po 1 vnt.




UAB INTERSURGICAL
 Arnionių g. 60,
 LT-18170 Pabradė, Lietuva

Tel.: (8-387) 66611
 Faksas: (8-387) 66622
 El. paštas: sales@intersurgical.lt

***Pulmo-Protect™ filtras
su kandikliu ir nosies spaustuku***
(Gaminio kodas – 1691050)



- Kliniškai švarus.
- Vienkartinis.
- Turi CE ženklinaimą.
- Išorinis skersmuo 30 mm.
- Skirtas plaučių funkcijos testui skirtų aparatų apsaugai, pvz. Vmax, Jaeger™, SensorMedics™ ir kt.
- Filtro tūris 77 ml.
- Srauto pasipriešinimas – 0,86 cm H₂O esant 12 l/min oro srautui.
- Svoris 34 g.
- Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas, efektyvumas >99,999% (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus).
- Komplektą sudaro trys dalys: filtras, kandiklis ir nosies spaustukas.
- Paciento pusėje filtras skaidrus.
- Supakuota į maišelius po 1 vnt.




INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Klasikinis T-formos gaivinimo kontūras

(Gaminio kodas – 6432005)



- Skirta rankiniam gaivinimo aparatui Neopuff.
- Vienkartinė.
- Kliniškai švari.
- Turi CE ženklimą.
- Iš nealergizuojančios medžiagos (be latekso, be DEHP).
- Gofruota.
- Diametras 10 mm.
- Ilgis 1,60 m.
- T-formos su PEEP vožtuvu.
- Kontūro jungtis 10 mm female, tinkanti Neopuff gaivinimo aparatui.
- Gaminio pakuotė lengvai praplėsiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.
- Supakuota į maišelius po 1 vnt.



UAB INTERSURGICAL
Arnionių g. 60,
LT-18170 Pabradė, Lietuva


Tel.: (8-387) 66611
Faksas: (8-387) 66622
El. paštas: sales@intersurgical.lt

INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

10 mm diametro sistema prie Neopuff aparato

(Gaminio kodas – 6433000)



- Skirta rankiniam gaivinimo aparatui Neopuff.
- Vienkartinė.
- Kliniškai švari.
- Turi CE ženklimą.
- Iš nealergizuojančios medžiagos (be latekso).
- Gofruota.
- Diametras 10 mm.
- Ilgis ne mažiau 1,20 m.
- Reguliuojamas PEEP dangtelis paciento pusėje.
- Paciento pusėje šarnyrinė alkūnė.
- Visos jungtys kūginės: paciento pusėje 22M/15F, aparato pusėje 10F.
- Yra papildomos jungtelės pajungimui: 15M-10M (1 vnt.), 15F-10M (1 vnt.) ir 10M jungtis prie Neopuff aparato (1 vnt.).
- Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.
- Yra apsauginis dangtelis paciento pusėje.
- Supakuota į maišelius po 1 vnt.



UAB INTERSURGICAL
 Arnionių g. 60,
 LT-18170 Pabradė, Lietuva

Tel.: (8-387) 66611
 Faksas: (8-387) 66622
 El. paštas: sales@intersurgical.lt

INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) naujagimiams

(7150000+7191000)

Komplektą sudaro: 1 dydžio skaidri kaukė be PVC naujagimiui, 3 m deguonies vamzdelis ir rezervinis deguonies maišas.

- Pilnai paruošta naudojimui.
- Kliniškai švari.
- Be latekso.
- Su numetimo vožtuvu, automatiškai atsidaranti esant 40 cm H₂O stulpelio.
- Visiškai permatomas paciento pusėje esantis vožtuvas.
- 3 m deguonies vamzdelis.
- 360° kampu besisukanti paciento jungtis.
- Skaidri permatoma kaukė.
- Sistemos maišo forma patogi spaudimui ranka.
- Atitinka ISO reikalavimus.
- Supakuota į maišelius po 1 komplektą.



	Naujagimiams-7150000
	Su rezerviniu maišu
Max paciento svoris (kg)	<10
Maišo tūris (ml)	280
Max įpūtimo tūris (ml)¹	100
Max įkvėpimų dažnis per min	210
Max slėgis (cm H₂O)	40 ± 5
Pasipriešinimas	< 3.0cmH₂O@50litres/min
Kaukės dydis	1 dydis
Svoris (kg)	0.42

¹ - vienos rankos paspaudimas



INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis

(Gaminio kodas – 8201000)



- Sterilus.
- Vienkartinis.
- Supakuotas po 1 vnt.
- 1 dydis.
- Minkštas.
- Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį.
- Permatomas.
- Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis.
- Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklį, vedginių raukšlių, kiaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą.
- Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, praveisti nosinį skrandžio zondą ir pan.
- Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna.
- Integruotas sukandimo blokatorius.
- Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs.
- Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje.
- Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą.



UAB INTERSURGICAL
Arnionių g. 60,
LT-18170 Pabradė, Lietuva


Tel.: (8-387) 66611
Faksas: (8-387) 66622
El. paštas: sales@intersurgical.lt

Šildoma CPAP sistema naujagimiams nFlow

(Gaminio kodas – 4700000)



- Vienkartinė.
- Pagaminta iš PVC ir polipropileno.
- Gaminio sudėtyje nėra latekso.
- Turi CE ženklimą.
- Saugūs sujungimai, užtikrinantys lengvą judėjimą.
- Atitinkami pritvirtinimai nosinėms kaukėms ir kaniulėms.
- Gofruoto iškvėpimo vamzdelio ilgis – ne mažiau 0,7 m.
- Įkvėpimo vamzdelis šildomas, ilgis ne mažiau 1,0 m.
- Visos jungtys kūginės: iškvėpimo vamzdelio su drėkintuvu – 22mm, įkvėpimo vamzdelio su drėkintuvu - 22mm.
- Įpakavimas po 20 vnt.
- Rinkinyje yra šildantis laidas.



UAB INTERSURGICAL
 Arnionių g. 60,
 LT-18170 Pabradė, Lietuva

Tel.: (8-387) 66611
 Faksas: (8-387) 66622
 El. paštas: sales@intersurgical.lt

INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Kepurėlė naujagimiui (kaniulių ir kaukių laikiklis)

(Gaminio kodas 4707001, 4707003, 4707004)



- Vienkartinė.
- Medvilninė.
- Su raištukais:
 - kepurėlės fiksacijai;
 - šonuose ausų landų ir nosies sparnelių lygyje.
- Hipoalerginė.
- Supakuota po 1 vnt.
- Turi CE ženklinaimą,
- Dydžiai:
 - 1 dydis – 4707001;
 - 3 dydis – 4707003;
 - 4 dydis – 4707004.




UAB INTERSURGICAL
 Arnionių g. 60,
 LT-18170 Pabradė, Lietuva

Tel.: (8-387) 66611
 Faksas: (8-387) 66622
 El. paštas: sales@intersurgical.lt

INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Pravedėjas intubaciniam vamzdeliams – stiletas (Gaminio kodas 8080006)



- Sterilus.
- Turi CE ženklinimą.
- Pagamintas iš lankstaus nerūdijančio metalo.
- Atraumatinis – padengtas plastiko sluoksniu.
- Lenkimas formuojamas ranka.
- Tinka standartiniams endotrachejiniams vamzdeliams.
- Supakuotas po 1 vnt.
- Dydis 6F.

Gaminio kodas	Dydis	Diametras (OD)	Ilgis (mm)
8080006	6F	2,0mm	275

Beata Jefimėška
Pardavimų administravimas

UAB
INTERSURGICAL
LIETUVIŠKOS RESPUBLIKOS R. PARABADĖ

UAB INTERSURGICAL
Arnionių g. 60,
LT-18170 Pabradė, Lietuva

Tel.: (8-387) 66611
Faksas: (8-387) 66622
El. paštas: sales@intersurgical.lt

Kombinuoti kvėpavimo filtrai
(kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu)
(Gaminio kodas – 1941000)




- Kliniškai švarūs.
- Sterilūs.
- Vienkartiniai.
- Neturi alerginių savybių (be latekso).
- Turi CE ženklą.
- Elektrostatinis veikimo principas.
- Su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi.
- Yra Luer Lock tipo jungtis CO₂ monitorizavimui.
- Monitoringo linijos anga turi nenuimamą fiksuotą dangtelį.
- Filtras + fiksuojama paciento jungtelė.
- Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus).
- Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. Bakterijas (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus).
- Efektyvumas >99,999% (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus).
- Supakuoti į maišelius po 1 vnt.
- Jungtys 22F ir 22F-15M, su „Luer-lock“ anga.
- Kvėpavimo filtro parametrai:
 - tūris – 66 ml;
 - pasipriešinimas – nedaugiau kaip 3,0cm H₂O (esant 60 ml/min);
 - drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 29,1 mg H₂O (VT 500 ml);
 - minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 200 ml.

Aerozolinės kaukės

(Gaminio kodas – 1188015)



- Vienkartinės.
- Kliniškai švarios.
- Gaminio sudėtyje nėra latekso.
- Eco kaukė pagaminta nenaudojant PVC, kas leidžia naudotojui savarankiškai utilizuoti produktą neteršiant aplinkos.
- Kaukė pagaminta iš vientisos medžiagos.
- Itin hermetiškai priglunda prie veido.
- Tinka inhaliacijoms.
- Tinkama sujungti su „Venturi“ vožtuvu.
- Jungtis - 22M.
- Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs.
- Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido.
- Gumelė fiksuojama žemiau ausų.
- Kaukė nedeformuota.
- Kaukė vidutinio dydžio.
- Supakuota į maišelius po 1 vnt.



INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Fiksuotos koncentracijos Venturi vožtuvai

(Gaminio kodas – 0024000, 0028000, 0031000, 0035000, 0040000, 0060000)



- Vienkartinis.
- Kliniškai švarus.
- Turi CE ženklinimą.
- Gaminio sudėtyje nėra latekso.
- Fiksuota deguonies koncentracija, atitinkamai:
 - 24% (gaminio kodas 0024000);
 - 28% (gaminio kodas 0028000);
 - 31% (gaminio kodas 0031000);
 - 35% (gaminio kodas 0035000);
 - 40% (gaminio kodas 0040000);
 - 60% (gaminio kodas 0060000).
- Venturi vožtuvo kūginė jungtis 22F (sujungimui su aerozoline kauke).
- 6mm kūginė jungtis sujungimui su deguonies vamzdeliu.
- Jungtys kūginės, kad būtų užtikrinti sandarūs sujungimai.
- Spalvinis gaminių kodavimas.
- Informacija apie vožtuvo teikiamą deguonies koncentraciją - ant vožtuvo.



INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Tracheostominė kaukė suaugusiems

(Gaminio kodas –1200050)



- Vienkartinė.
- Kliniškai švari.
- Turi CE ženklinimą.
- Kaukės sudėtyje nėra latekso ir PVC (polivinilchlorido).
- Pagaminta iš dviejų medžiagų: kaukė- iš standžios skaidrios, o kaukės kraštai - iš itin minkštos.
- Itin hermetiškai priglunda prie kaklo.
- Tinka inhaliacijoms.
- Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento kaklu, minkšti ir neaštrūs.
- Su sutvirtinimo juoste (gumele).
- Specialus tvirtinimas - vienoje pusėje gumelė pilnai atsijungia nuo kaukės.
- Kaukė skaidri.
- Vidutinio dydžio.
- Su alkūne, besisukančia 360° kampu.
- Kaukės jungtis - 22M .
- Supakuota į maišelius po 1vnt.



UAB INTERSURGICAL
Arnionių g. 60,
LT-18170 Pabradė, Lietuva

Tel.: (8-387) 66611
Faksas: (8-387) 66622
El. paštas: sales@intersurgical.lt

INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Deguoies vamzdelis

(Gaminio kodas 1174015)



- Vienkartinis.
- Gaminio sudetyje nėra latekso.
- Ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu.
- Deguoies vamzdelio galai su kūginės formos elastiniais konektoriais abiejuose galuose.
- Skirtas deguoies tiekimui.
- Deguoies vamzdelio ilgis – 2, 10 m.
- Suderinamas su “Eco” tipo kauke.

UAB INTERSURGICAL
Arnionių g. 60
LT-18170 Pabradė, Lietuva

Tel.: (8-387) 66611
Faksas: (8-387) 66622
El. paštas: sales@intersurgical.lt



INTERSURGICAL

COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Vaistų purkštuvas (Gaminio kodas – 1402000)



- Kliniškai švarus.
- Turi CE ženklimą.
- Skirtas aerozolinių vaistų tiekimui.
- „Cirrus Nebulizer“ tipo.
- Suderinamas su „Eco“ tipo kauke ir deguonies tiekimo linija.
- Maksimalus leistinas Cirrus 2 tūris - 5ml (talpa 12 ml).
- Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui.
- Nebulaizeris veikia ir vertikaliajoje, ir horizontaliojoje padėtyje.
- Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min).
- Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml.
- Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį.



UAB INTERSURGICAL
Arnionių g. 60,
LT-18170 Pabradė, Lietuva

Tel.: (8-387) 66611
Faksas: (8-387) 66622
El. paštas: sales@intersurgical.lt