

Hydrophobic, antireflux and antibacterial filter operating as overflow valve system

Filtro idrofobico antiriflusso ed antibatterico con funzione di valvola di troppo pieno

Disposable liner in polyethylene with cover hermetically sealed together


Sacca di raccolta in polietilene ad uso singolo saldata ermeticamente al coperchio

Rigid reusable container in polycarbonate

contenitore in policarbonato rigido riutilizzabile

FLOVAC® are self-standing collection systems to be used connected to hospital or clinic centralized vacuum systems for "high flow, high vacuum" applications (EN ISO 10079-3)

I FLOVAC® sono dispositivi monouso a sé stanti da utilizzarsi per la raccolta di liquidi con i sistemi ospedalieri di vuoto centralizzato per applicazioni di "Alto flusso ed alto vuoto" (EN ISO 10079-3)



CE 0123

DISPOSABLE COLLECTION SYSTEMS
SISTEMI DI RACCOLTA MONOUSO



970010210	Support ring for FLOVAC® container (all sizes) with 25x5 slide Anello di supporto per contenitore FLOVAC® con slitta 25x5
970010220	Support ring for FLOVAC® container (all sizes) with 30x5 slide Anello di supporto per contenitore FLOVAC® con slitta 30x5
970010214	Support ring for FLOVAC® container (all sizes) with 41x4 slide Anello di supporto per contenitore FLOVAC® con slitta 41x4
970010215	Support ring for FLOVAC® container with 45x5 slide Anello di supporto per contenitore FLOVAC® con slitta 45x5
000260950	4-place trolley for FLOVAC® container with support ring, ON-OFF tap and control vacuum gauge Carrellino a 4 posti per contenitore FLOVAC®, anelli di supporto, rubinetti ON-OFF, vuotometro di controllo
000260955	4-place trolley for FLOVAC® container with support ring, ON-OFF tap and control vacuum regulator Carrellino a 4 posti per contenitore FLOVAC®, con anelli di supporto, rubinetti ON-OFF e regolatore di vuoto
000260953	4-place trolley for FLOVAC® Carrellino a 4 posti per contenitore FLOVAC®
000260951	2-place trolley for FLOVAC® container with support ring, ON-OFF tap and control vacuum gauge Carrellino a 2 posti per contenitore FLOVAC®, anelli di supporto, rubinetti ON-OFF, vuotometro di controllo
000260956	2-place trolley for FLOVAC® container with support ring, ON-OFF tap and control vacuum regulator Carrellino a 2 posti per contenitore FLOVAC®, con anelli di supporto, rubinetti ON-OFF e regolatore di vuoto
000260954	2-place trolley for FLOVAC® Carrellino a 2 posti per contenitore FLOVAC®
000036100	Specimen container Contenitore di raccolta particolare
970010120	Tandem tube Ø 8x11 L=0.38 m for cascade connection Tubo Ø 8x11 L=0.38 m per connessione tandem
000230000	Metal bracket for rail 30X10 with slide 25x5 Morsetto per barra 30x10 in metallo cromato, con slitta 25x5
000230500	Plastic bracket for rail 30X10 with slide 25x5 Morsetto per barra 30x10 in tecnopolimero, con slitta 25x5
000320000	Disposable vacuum breaker Lancia Vacuum-stop monouso
000320010	Disposable vacuum breaker with 1.8m hose Tubo Ø 8x11 L=1,8 m completo di lancia Vacuum-stop monouso
000010057	ON-OFF tap Rubinetto ON-OFF per montaggio su anello di supporto per contenitore FLOVAC®
000010056	ON-OFF tap with control vacuum gauge Rubinetto ON-OFF con vuotometro di controllo, per anello di supporto per contenitore FLOVAC®
920200004	Plastic wall slide 25x5 Slitta murale 25x5
920200029	Plastic wall slide 30x5 Slitta murale 30x5
920200477	Plastic wall slide 45x5 Slitta murale 45x5

FLOVAC® COMPATIBILITY ON CA-MI SUCTION UNITS

ADATTABILITÀ DISPOSITIVI FLOVAC® SU ASPIRATORI CA-MI

		2000 ml	3000ml
		°	
NEW ASPIRET		°	
NEW ASKIR 20		°	
NEW ASKIR 30		°	
NEW ASKIR 30 12		°	
NEW ASKIR 230-12V BR		°	
ASKIR C30		°	°
NEW HOSPIVAC 350		°	°
NEW HOSPIVAC 400		°	°
	REF. #		
FLOVAC®	1000 ml	31845	50
DISPOSABLE	2000 ml	31846	50
L I N E R	3000 ml	31847	50
FLOVAC®	1000 ml	31840	60
REUSABLE	2000 ml	31841	40
C O N T A I N E R	3000 ml	31842	20
	REF. #		
SACCA	1000 ml	31845	50
MONOUSO	2000 ml	31846	50
FLOVAC®	3000 ml	31847	50
FLOVAC®	1000 ml	31840	60
C O N T E N I T O R E	2000 ml	31841	40
RIUTILIZZABILE	3000 ml	31842	20