

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Panaudai siūlomos prekės techninių parametrų atitikimas
1	Analizatoriai 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti - 2 vnt.	Pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas	Analizatoriai 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti - 2 vnt. Pentra 80XL, Horiba Medical su spausdintuvu EPSON WorkForce AL-M300 panaudai (2 vnt).
2	Matuojami parametrai	WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(%, %), Lym(%, %), Eos(%, %), Neu(%, %), Bas(%, %), IG(%, %) Arba WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(%, %), Lym(%, %), Eos(%, %), Neu(%, %), Bas(%, %), IG(%, %), ALY(%, %), LIC(%, %) Arba WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(%, %), Lym(%, %), Eos(%, %), Neu(%, %), Bas(%, %), ALY(%, %), LIC(%, %)	
3	Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC; CBC+DIFF	Būtina	
4	Mėginio tūris	Ne daugiau kaip 150 mkl rankiniame režime; ne daugiau kaip 250 mkl automatiniam režime	
5	Talpa automatiniam mėginių padavimui	Pageidautina	
6	Našumas	Ne mažiau 50 tyr./val.	
7	Mėginių matavimai automatiniam režime atliekami iš uždarų mėgintuvėlių automatiškai adata praduriant kamščių	Būtina	
8	Kontrolinio kraujo matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių automatiškai adata praduriant kamščių	Būtina	
9	Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą	Būtina	
10	STAT mėginių matavimas bet kurio analizatoriaus darbo metu iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamščių arba atvirų mėgintuvėlių tiek veniniam, tiek kapiliariniam kraujyje	Pageidautina	
11	Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės	Būtina	
12	Matavimo ribos ne siauresnės kaip:	WBC 0,02 – 180 (10⁹/L) RBC 0 – 7,5 (10¹²/L) Hgb 1 – 250 (g/L) PLT 0 – 2000 (10⁹/L)	
13	Prijungimą prie LIS tiekėjas atlieka savomis lėšomis	Būtina	
14	HL7 arba ASTM komunikacijos protokolas	Būtina	
15	Analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2017 metų, neeksploatuojamas	Būtina	

2017.09.14