



Real Fusion

El. paštas

Vaidoto Daunio g. 78-1, Vilnius

VŠĮ Kauno klinikoms

DEKLARACIJA

2025-07-11

Šiuo dokumentu deklaruojame, kad UAB ReralFusion yra vienintelis oficialus Zoll (Vyaire) atstovas Lietuvoje, kuris tiekia vienkartinės priemonės InfantFlow SiPap priemones.

Deklaruojame, kad mūsų siūlomos prekės yra originalios ir atitinka žemiau pateiktus techninius reikalavimus:

1. Kontūro ir generatoriaus laikikliai, tvirtinimui prie naujagimio galvelės XS, S, SM, M, L, XL, skirtos sistemai „Infant Flow SiPAP“:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- kliniškai švarūs;
- dydžiai: XS (galvos diametras 17-21 cm), S (galvos diametras 21-26 cm), SM (galvos diametras 24-28 cm), M (galvos diametras 26-32 cm), L (galvos diametras 32-37 cm), XL (galvos diametras 37-42cm);
- pagaminti iš nailono ar lygiavertės medžiagos;
- pakuotėje 10 vnt.;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

2. Specialus generatoriaus ir kontūro rinkinys:

Rinkinį sudaro 2 dalys:

Kontūras, tinkantis prie „Infant Flow SiPAP“ kvėpuojamosios terapijos aparato naujagimiams:

- kliniškai švarus;
- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- pritaikytas darbui su drėkintuvu Fisher&Paykel MR850;
- kontūrą sudaro 3 gofruotos žarnos (viena šaka su kaitinamuoju laidu) ir 1 slėgio žarnos;
- kontūro jungtis turi atitikti generatoriaus jungtis;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Generatorius, skirtas naujagimių kvėpuojamajai terapijai:

- kliniškai švarus;
- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- prie jungties su kontūru įmontuotas specialus vožtuvas, apsaugantis nuo per didelio slėgio;
- generatoriaus „galvoje“ įmontuotos 3 žarnos (gofruota žarnos skirta iškvėpimui ir per dideliu oro srautu pašalinimui);



Real Fusion

El. paštas

Vaidoto Daunio g. 78-1, Vilnius

- oro srautas naujagimiui tiekiamas per dvi angas;
- generatoriaus „galvoje“ yra vietos skirtos fiksuoti silikonines ar lygiavertes nosies kaukes arba kaniules;
- generatoriaus „galvoje“ yra laikikliai, skirti užkabinti fiksavimo juostelėms;
- prie generatoriaus komplektuojamos nosies kaniulės (1vnt. -S dydžio; 1vnt.- M dydžio; 1vnt. - L dydžio) ir nosies kaniulių parinkimui skirta matavimo liniuotė;
- generatoriaus laikiklis kibia medžiaga tvirtinamas prie naujagimio specialios kepurėlės ar galvos apdangalo;
- generatorius lengvai nuimamas nuo specialios kepurėlės ar galvos apdangalo;
- turi būti suderinamumas su sistema „ Infant Flow SiPAP“ ir drėkintuvu Fisher&Paykel MR850;
- įpakuota po 1 vnt.;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Esant poreikiui pateiksime siūlomų produktų pavyzdžius.

Pagarbiai,

Direktorius
Gediminas Česnavičius

UAB „Real Fusion“
Mob. Tel.: +370 640 92258

