

2. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMIAMS TYRIMAMS ATLIKTI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIŲ HEMATOLOGINIŲ ANALIZATORIUMI MEK-7300 K ARBA LYGIAVERČIU 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIŲ HEMATOLOGINIŲ ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 2.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)																	
2.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)																	
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas	Atitikimas techninėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)	Maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (mL/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (mL/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui ¹	Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (mL/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Reagentų, priemonių siūloma pakuotė	Siūlomų pakuotėlių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 24 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 technines specifikacijos stipelius)	Tyrimo kaina, EUR be PVM	Tyrimo kaina, EUR su PVM	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	PVM	Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM	Suma (pakuotės), EUR be PVM 24 mėn.	Suma (pakuotės), EUR su PVM 24 mėn.	Reagentų/priemonių pakuotėlių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur linka)	Prekės (reagentų, eksploatacinių medž. ir papildomųjų priemonių) gamintojas, pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
2.1.1	Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas	-	-	20000	1600	4											Siūlomi reagentai ir priemonės hematologiniams tyrimams atlikti hematologiniu analizatoriumi MEK-7300K
2.1.1.1	Hemolynac 3N 11			17	1	0	1 ltr	18	0,036	0,0378	40,00	5%	42,00	720,00	756,00	90	Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 3N 11, MEK-680I
2.1.1.2	Hemolynac 5 11			22	2	0	1 ltr	24	0,0504	0,05292	42,00	5%	44,10	1008,00	1058,40	30	Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 5 11, MEK-910I
2.1.1.3	Cleanac 51			21	1	0	5 ltr	22	0,066	0,0693	60,00	5%	63,00	1320,00	1386,00	180	Nihon Kohden Firenze, Cleanac 51, MEK-520I
2.1.1.4	Cleanac 3 11			40	2	0	1 ltr	42	0,0504	0,05292	24,00	5%	25,20	1008,00	1058,40	90	Nihon Kohden Firenze, Cleanac 3 11, MEK-620I
2.1.1.5	Isotonac 4 20I			76	4	0	20 ltr	80	0,168	0,1764	42,00	5%	44,10	3360,00	3528,00	60	Nihon Kohden Firenze, Isotonac 4 20I, MEK-641I

[illegible]