

AUTOPSIJŲ DARBO VIETOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai	Siūlomi techniniai rodikliai
1.	Autopsijų komplektas sudarytas iš: 1. Autopsijų stalo - 1 vnt.; 2. Padėklo kūnui - 1 vnt.; 3. Galvos atramos - 2 vnt.; 4. Svarstyklių (organams, ėminiams sverti) - 1 vnt.; 5. Laminarinio oro srauto tiekimo bloko su autopsijos stalo apšvietimu - 1 vnt.		
1.1.	Autopsijų stalas	Autopsijų stalas (toliau – stalas) turi būti skirtas mirusių žmonių kūnų tyrimams atlikti. Viršutinioji stalo dalis turi būti pagaminta kaip plati kriauklė, su cilindriniais ritinėliais mobiliam kūno padėklui. Stalo perimetras - dvigubų sienelių konstrukcijos, kuri turi būti jungiama (sumontuota) su oro ištraukimo sistema stalo apačioje, užtikrinanti vienodą oro trauką aplink visą stalo paviršių. Visa ši sistema jungiama prie vidinės vėdinimo sistemos. Oras turi būti ištraukiamas per centrine konsolę apačioje su teleskopine žarna ir kanalu, įdiegtu grindų lygyje. Stalas privalo turėti integruotą kriauklę su perpildymo sklende, šilto bei šalto vandens sklendę, lankstų dušą su ne trumpesne kaip 2,9 m ilgio ir ne ilgesne kaip 3,5 m ilgio žarna ir šilto bei šalto vandens reguliuojamą alkūnę ar kojos keliu sklendę, pritvirtintą autopsijos stalo centre (žemiau darbinio paviršiaus, stalo šone) ar kitoje patogioje vietoje, kad būtų galima pasiekti plovimui reikiamas vietas (plaunant kūną, stalą ir kt.). Autopsijų stalo ir kriauklės ertmės skysčių nutekėjimui turėtų būti jungiamos prie nutekamojo vamzdžio su filtru. Būtinai kanalizuojamų atliekų (kietųjų dalelių) smulkintuvas apsaugai nuo filtro ir kanalizacijos užsikimšimo. Autopsijos stalo mobilus darbinis paviršius (padėklas kūnui) turi būti naudojamas ir kaip padėklas kūno transportavimui bei saugojimui šaldytuve. Padėkle kūnui turi būti įspaustos skysčių nutekėjimo kreipiančiosios ir ertmės skysčių nutekėjimui į autopsijos stalo ertmę (es). Stalo suderinamumas su padėklui taikomų matmenų specifikacijomis privalomas (žr. 1.2 p.). Stalo konsolė privalo turėti dureles patogiam santechnikos, ventiliacijos, elektros	Autopsijų stalas skirtas mirusių žmonių kūnų tyrimams atlikti. Viršutinioji stalo dalis pagaminta kaip plati kriauklė, su cilindriniais ritinėliais mobiliam kūno padėklui. Stalo perimetras - dvigubų sienelių konstrukcijos, kuri jungiama (sumontuota) su oro ištraukimo sistema stalo apačioje, užtikrinanti vienodą oro trauką aplink visą stalo paviršių. Visa ši sistema jungiama prie vidinės vėdinimo sistemos. Oras ištraukiamas per centrine konsolę apačioje su teleskopine žarna ir kanalu, įdiegtu grindų lygyje. Stalas turi integruotą kriauklę su perpildymo sklende, šilto bei šalto vandens sklendę, lankstų dušą su 3,0 m ilgio žarna ir šilto bei šalto vandens reguliuojamą alkūnę ar kojos keliu sklendę, pritvirtintą autopsijos stalo centre (žemiau darbinio paviršiaus, stalo šone) ar kitoje patogioje vietoje, kad būtų galima pasiekti plovimui reikiamas vietas (plaunant kūną, stalą ir kt.). Autopsijų stalo ir kriauklės ertmės skysčių nutekėjimui jungiamos prie nutekamojo vamzdžio su filtru. Yra kanalizuojamų atliekų (kietųjų dalelių) smulkintuvas apsaugai nuo filtro ir kanalizacijos užsikimšimo.

		instaliacijų aptarnavimui. Stalo pakėlimo mechanizmas privalo turėti elektromechaninę pavarą stalo darbinės plokštumos aukščio reguliavimui. Autopsijos komplektui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. garantija.	Autopsijos stalo mobilus darbinis paviršius (padėklas kūnui) naudojamas ir kaip padėklas kūno transportavimui bei saugojimui šaldytuve. Padėkle kūnui yra įspaustos skysčių nutekėjimo kreipiančiosios ir ertmės skysčių nutekėjimui į autopsijos stalo ertmę (es). Stalo suderinamumas su padėklui taikomų matmenų specifikacijomis privalomas (žr. 1.2 p.). Stalo konsolė turi dureles patogiam santechnikos, ventiliacijos, elektros instaliacijų aptarnavimui. Stalo pakėlimo mechanizmas turi elektromechaninę pavarą stalo darbinės plokštumos aukščio reguliavimui. Autopsijos komplektui suteikiama 36 mėn. garantija. Gamintojas: Kugel Medical GmbH & Co.KG (Vokietija) Modelis: STV 10/850-ROLL-IN
1.1.2.	Autopsijų stalo darbinių paviršių medžiaga	Nerūdijantis plienas (plieno kokybė pagal EN/DIN 1.4301 – ANSI 304 arba lygiavertį standartą)	Nerūdijantis plienas (plieno kokybė pagal EN/DIN 1.4301 – ANSI 304) Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-1psl.
1.1.3.	Autopsijos stalo matmenys (±30mm)	Nuleistoje padėtyje - 2630x850x780 Pakeltoje padėtyje - 2630x850x1080 (Ilgis x Plotis x Aukštis, mm)	Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis, mm): nuleistoje padėtyje – 2656x850x770 pakeltoje padėtyje - 2656x850x1070 Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-2psl.
1.1.4.	Integruotos plautuvės matmenys (±100mm)	400x500x200mm (Ilgis x Plotis x Aukštis, mm)	Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis, mm): 400x500x200mm Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-1psl.
1.1.5.	Reikalaujamas oro ištraukimo intensyvumas	Ne mažiau 1000 m ³ / h	1000 m ³ / h Žr. brošiūra „Autopsy Table STV

			10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-2psl.
1.1.6.	Autopsijos stalo aukščio reguliavimo intervalas (± 30 mm)	780-1080 mm	770-1070 mm Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-2psl.
1.1.7.	Autopsijos stalo elektros įvadinis maitinimas	230 V, 50Hz	230 V, 50 Hz Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-2psl.
1.1.8.	Integruotų drėgmei atsparių elektros kištukinių lizdų kiekis	Ne mažiau 2 vnt. (iki 250V įtampos elektros tinklui, maksimali apkrovos srovė 16A, su įžeminimo kontaktais)	2 vnt. Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-1psl.
1.1.9.	Stalo gale atsidarantis ar nusileidžiantis bortelis, apsaugotas nuo skysčių nutekėjimo nenaudojant keičiamų tarpinių.	Turi būti	Stalo gale yra atsidarantis ir nusileidžiantis bortelis, apsaugotas nuo skysčių nutekėjimo nenaudojant keičiamų tarpinių. Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-1,2psl.
1.1.10.	Dušo galvutės laikiklis	Turi būti ties kriaukle	Dušo galvutės laikiklis ties kriaukle Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-1,2psl.
1.1.11.	Nuotekų pajungimo diametras	Turi būti numatytas perėjimas iš autopsijos stalo į 110 mm nuotekų vamzdžio diametrą	Yra numatytas perėjimas iš autopsijos stalo į 110 mm nuotekų vamzdžio diametrą
1.1.12.	Autopsijos likučių kriauklė (± 20 mm)	Ne mažiau kaip 170x170x300 mm	190x190x320 mm Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-2psl.
1.1.13.	Galimas maksimalus keliamas svoris	Ne mažiau kaip 300 kg	300 kg Žr. brošiūra „Autopsy Table STV 10/850-ROLL-IN With Integrated Down-Draft-System“-2psl.
1.2.	Padėklas kūnui	Padėklo konstrukcija privalo užtikrinti galimybę jį naudoti kaip autopsijos stalo darbinį paviršių ir suderinamumą su kūnų transportavimo vežimėliais – keltuvais bei mobiliam kūnų patalpinimui ir laikymui konteineriniuose šaldytuvuose, su dviem uždaro tipo šliaužikliais padėklo apačioje (su 20 mm nuolydžiu į vieną pusę) ir	Padėklo konstrukcija užtikrina galimybę jį naudoti kaip autopsijos stalo darbinį paviršių ir suderinamumą su kūnų transportavimo vežimėliais – keltuvais bei mobiliam kūnų patalpinimui ir laikymui konteineriniuose šaldytuvuose, su dviem uždaro tipo šliaužikliais

		cilindrinio tipo kėlimo rankenomis – stūmikliais padėklo galuose	padėklo apačioje (su 20 mm nuolydžiu į vieną pusę) ir cilindrinio tipo kėlimo rankenomis – stūmikliais padėklo galuose. Gamintojas: Kugel Medical GmbH & Co. KG (Vokietija) Modelis: LM 80/100-660-SK-ABL Artikulas: 089.100.004 Žr. brošiūra „Body tray LM 80/100-660 with drain and sloping skids”- 1,2psl.
1.2.1.	Medžiaga	Nerūdijantis plienas (plieno kokybė pagal EN/DIN 1.4301 - ANSI 304 arba lygiavertį standartą)	Nerūdijantis plienas (plieno kokybė pagal EN/DIN 1.4301 – ANSI 304)
1.2.2.	Matmenys (±30mm)	2090x630x100/120 (Ilgis x Plotis x Aukštis, mm)	Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis, mm): 2080x660x90/110 Žr. brošiūra „Body tray LM 80/100-660 with drain and sloping skids”- 1,2psl.
1.2.3.	Galimas maksimalus keliamas svoris	Ne mažiau 250 kg.	250 kg Žr. brošiūra „Body tray LM 80/100-660 with drain and sloping skids”- 1,2psl.
1.2.4.	Nukreipiančiosios įspaudos	Turi būti nukreipiančiosios įspaudos padėklo paviršiuje, neleidžiančios kauptis skysčiams po kūnu	Yra nukreipiančiosios įspaudos padėklo paviršiuje, neleidžiančios kauptis skysčiams po kūnu Žr. brošiūra „Body tray LM 80/100-660 with drain and sloping skids”- 1,2psl.
1.2.5.	Skysčių nutekėjimo angos padėklo paviršiuje	Turi būti 2 angos	2 angos Žr. brošiūra „Body tray LM 80/100-660 with drain and sloping skids”- 1,2psl.
1.2.6.	Nuotekų angų pozicionavimas	Abiejuose padėklo galuose po vieną	Angos abiejuose padėklo galuose po vieną. Žr. brošiūra „Body tray LM 80/100-660 with drain and sloping skids”- 1,2psl.
1.2.7.	Guminiai kamščiai nuotekų ertmėms	Turi būti 2 vnt.	Kamščiai – 2 vnt.

1.3.	Galvos atrama	Turi būti skirta žmogaus galvos fiksacijai ir sukėlimui autopsijos metu ir kitų kūno dalių sukėlimui, kurios keturių sienų forma turi būti įgaubta, kampai sudaro „kojelių“ tipo atramas.	Skirta žmogaus galvos fiksacijai ir sukėlimui autopsijos metu ir kitų kūno dalių sukėlimui, kurios keturių sienų forma yra įgaubta, kampai sudaro „kojelių“ tipo atramas. Žr. brošiūra „Head and Neck Rest NS 10 – Made of Plastic“ – 1psl.
1.3.1.	Kiekis	Turi būti 2 vnt.	Kiekis - 2 vnt.
1.3.2.	Medžiaga	Plastikas ar lygiavertė medžiaga, kieta, atspari valymui ir dezinfekavimo priemonėms	Plastikas, kieta, atspari valymui ir dezinfekavimo priemonėms Žr. brošiūra „Head and Neck Rest NS 10 – Made of Plastic“ – 1psl.
1.3.3.	Matmenys	Ne mažiau 150 x 120 x 120 mm Ne daugiau 300 x 200 x 150 mm	Matmenys : 150 x 120 x 120 mm Žr. brošiūra „Head and Neck Rest NS 10 – Made of Plastic“ – 1psl.
1.4.	Svarstyklės (vidaus organų, ėminių svėrimui)	Turi būti elektroninės, pakabinamos svarstyklės su nerūdijančio plieno lėkšte sveriamam objektui padėti	Elektroninės, pakabinamos svarstyklės su nerūdijančio plieno lėkšte sveriamam objektui padėti. Gamintojas – DIGI Group (Teraoka Shanghai Electronic Co.LTD (Kinija) Modelis – DS-671H Žr. informacinė brošiūra
1.4.1.	Metrologinė patikra	Turi būti	Yra
1.4.2.	Svarstyklių korpusas	Nerūdijantis plienas ar lygiavertė savybių medžiaga, atsparios korozijai, dilimui, valymui ir dezinfekavimo priemonėms	Nerūdijantis plienas, atsparus korozijai, dilimui, valymui ir dezinfekavimo priemonėms
1.4.3.	Svėrimo lėkštelės diametras (±30mm)	300 mm	270 mm
1.4.4.	Svėrimo riba	Ne mažiau 10 000 g Ne daugiau 15 000 g	Ne mažiau 10 000 g Ne daugiau 15 000 g
1.4.5.	Matavimo ribos	Ne mažiau nei 100 ÷ 10 000 g Ne daugiau 100 ÷ 15 000 g	Ne mažiau nei 100 ÷ 10 000 g Ne daugiau 100 ÷ 15 000 g
1.4.6.	Leistina paklaida	± 5 g	± 5 g
1.4.7.	El. maitinimas	220V (per adapterį) bei galimybė dirbti su maitinimo elementais	220V (per adapterį) bei galimybė dirbti su maitinimo elementais
1.5.	Laminarinio oro srauto tiekimo bloko su autopsijos stalo apšvietimu konstrukcija:	Laminarinio oro srauto tiekimo blokas autopsijos stalams, su integruotu apšvietimu. Įrenginys turi būti tvirtinamas lubose virš autopsijos stalo.	Laminarinio oro srauto tiekimo blokas autopsijos stalams, su integruotu apšvietimu. Įrenginys

		Turi būti galimybė mechaniškai pritvirtinti ir pajungti el. maitinimą svarstyklėms ir osciliaciniam pjūklui. Centrinės kondicionavimo sistemos tiekiamas oras laminariniu srautu per išleidimo angas turi patekti ant autopsijos stalo. Turi būti numatytas oro kanalų pajungimas iš viršaus.	tvirtinamas lubose virš autopsijos stalo. Yra galimybė mechaniškai pritvirtinti ir pajungti el. maitinimą svarstyklėms ir osciliaciniam pjūklui. Centrinės kondicionavimo sistemos tiekiamas oras laminariniu srautu per išleidimo angas patenka ant autopsijos stalo. Yra numatytas oro kanalų pajungimas iš viršaus. Gamintojas: Kugel Medical GmbH & Co. KG (Vokietija) Modelis: ZU 10/900 Žr. brošiūra „Special-Zulufthause ZU 10/900“ – 1psl.
1.5.1.	Įrenginio medžiaga	Nerūdijantis plienas (plieno kokybė pagal EN/DIN 1.4301 - ANSI 304 arba lygiavertį standartą)	Nerūdijantis plienas (plieno kokybė pagal EN/DIN 1.4301 – ANSI 304) Žr. brošiūra „Special-Zulufthause ZU 10/900“ – 1psl.
1.5.2.	Išmatavimai mm (±100mm)	2450x1080x300 mm (Ilgis x Plotis x Aukštis, mm)	Išmatavimai (Ilgis x Plotis x Aukštis, mm): 2400x1000x300 mm Žr. brošiūra „Special-Zulufthause ZU 10/900“ – 1psl.
1.5.3.	Efektyvus darbinis plotas	Ne mažiau 2,4 m ²	2,4 m ²
1.5.4.	Oro srauto apimtis	Ne mažiau 750 m ³ / h	750 m³ / h Žr. brošiūra „Special-Zulufthause ZU 10/900“ – 1psl.
1.5.5.	Oro kanalų kiekis	Ne mažiau 2	Oro kanalų kiekis – 2 Žr. brošiūra „Special-Zulufthause ZU 10/900“ – 1psl.
1.5.6.	Oro srauto kanalo pajungimo diametras		200 mm
1.5.7.	Šviesos lempų jungiklis		Yra
1.5.8.	Šviesos intensyvumas kiekvienai lempai	Ne mažiau 9000 liumenų	Šviesos intensyvumas kiekvienai lempai – 9000 liumenų Žr. brošiūra „Special-Zulufthause ZU 10/900“ – 1psl.

1.5.9.	Šviesos lempų kiekis	Turi būti su LED įleidžiamais šviestuvais, ne mažiau 2 vnt.	2 vnt. lempų su LED įleidžiamais šviestuvais Žr. brošiūra „Special-Zulufthause ZU 10/900“ – 1 psl.
1.5.10.	Šviesos kontrastas pagal DIN 5035	Klasė: 1 RA 95 laipsniai	1 RA 95 laipsniai Žr. pridedam informaciją apie lempas „BALDUR“
1.5.11.	Tvirtinimas	Su keturiais tvirtinimo taškais prie lubų, srieginiais strypais arba plieniniais lynais.	Su keturiais tvirtinimo taškais prie lubų, srieginiais strypais arba plieniniais lynais. Žr. brošiūra „Special-Zulufthause ZU 10/900“ – 1 psl.
1.5.12.	Autopsijos komplekto garantija	Ne mažiau kaip 36 mėn.	Garantija 36 mėn.

VEŽIMĖLIO – KELTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją	Siūlomi techniniai rodikliai
2.	Specialus vežimėlis-keltuvas (1 vnt.)		
2.1.	Vežimėlio – keltuvo konstrukcija	Turi būti „žirklinio“ tipo kūno keltuvas su elektriniu arba elektriniu-hidrauliniu aukščio reguliatoriumi, skirtu kūno transportavimui naudojant autopsijos stalo mobilų darbinį paviršių. Vežimėlio-keltuvo viršaus keliamasis paviršius (ritininis takelis su ne mažiau kaip 5 voleliais pagamintais iš nerūdijančio plieno ir padengtais korozijai atsparia medžiaga)	Konstrukcija - „žirklinio“ tipo kūno keltuvas su elektriniu-hidrauliniu aukščio reguliatoriumi, skirtu kūno transportavimui naudojant autopsijos stalo mobilų darbinį paviršių. Vežimėlio-keltuvo viršaus keliamasis paviršius (ritininis takelis su ne mažiau kaip 5 voleliais pagamintais iš nerūdijančio plieno ir padengtais korozijai atsparia medžiaga. Gamintojas: Kugel Medical GmbH & Co. KG (Vokietija) Modelis: HTW 51/130 su pavara FAT-HTW-24 Žr. brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.2.	Galimas maksimalus keliamas svoris	Ne mažiau kaip 300 kg	350kg Žr. brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl. Lift and Transport truck HTW 51/130 – 350 kg Article No.: 050.120.012

2.3.	Kojinių stabdžių sistema	Ne mažiau kaip 2 ratukams	2 užrakinami ratukai Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.4.	Transportavimo rankena	Turi būti iš nerūdijančio plieno, nuimama	Transportavimo rankena iš nerūdijančio plieno, nuimama Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.5.	Vežimėlio aukščio nustatymo sistema	Turi būti elektrinė arba elektrinė-hidraulinė	Elektrinė-hidraulinė Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.6.	Reikalavimai maitinimo elementui ir pakrovimo lygiui	Turi būti du pakraunami 24V maitinimo elementai su pakrovimo lygio ekranu.	Du pakraunami 24V maitinimo elementai su pakrovimo lygio ekranu. Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.7.	Kėlimo mechanizmo ir maitinimo elemento apsauga	Turi būti uždengtas kėlimo mechanizmas ir maitinimo elementas	Uždengtas kėlimo mechanizmas ir maitinimo elementas Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.8.	Reikalavimai maitinimo elementų krovikliui	Turi būti 230/24V maitinimo elementų kroviklis antram elementui (montuojamas sienoje).	230/24V Žr. aprašyme „Kėlimo ir transportavimo vežimėlis HTW 51/130-350-FAT“
2.9.	Kėlimo aukštis ± 10 mm	1660 mm	Kėlimo aukštis – 1650 mm Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.10.	Vežimėlio-keltuvo medžiaga	Nerūdijantis plienas (plieno kokybė pagal EN/DIN 1.4301 – ANSI 304 arba lygiavertį standartą).	Nerūdijantis plienas (plieno kokybė pagal EN/DIN 1.4301 – ANSI 304) Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.11.	Išmatavimai (± 10 mm)	Nuleistoje padėtyje - 2160x 760x 330 Pakeltoje padėtyje - 2160x 760x 1660 (Ilgis x Gylis x Aukštis, mm)	Išmatavimai (Ilgis x Gylis x Aukštis, mm): Nuleistoje padėtyje - 2150x 750x 320 Pakeltoje padėtyje - 2150x 750x 1650 Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt

			Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.12.	Suderinamumas su padėklais kūnui	Turi būti suderinamas su padėklais kūnui	Suderinamas su padėklais kūnui
2.13.	Apsauga nuo atsitrenkimo į sienas arba į kitą įrangą	Turi būti	Yra apsauga nuo atsitrenkimo į sienas arba į kitą įrangą Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.14.	Avarinis išjungiklis	Turi būti	Yra Avarinis išjungiklis Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.15.	Vienas ratukas, leidžiantis nustatyti judėjimo kryptį	Turi būti	Yra Vienas ratukas, leidžiantis nustatyti judėjimo kryptį Žr.brošiūra „Lift and Transport truck HTW 51/130 with 12 Volt Hydraulic Unit“ – 1 psl.
2.16.	Garantija	Turi būti ne mažiau kaip 36 mėn.	Garantija 36 mėn.